



medens ©
catálogo de produtos



ÍNDICE

- **3** Sobre a Medens
- 4 Embalagens Medens
- 5 Cone Morse | Implantes

CM

- 6 Cone Morse | Componentes Protéticos
- 11 Cone Morse | Componentes | Cad/Cam
- **15 Linha Zero** | Componentes Protéticos

HE

- 18 Hexágono Externo | Implantes
- 19 Hexágono Externo | Componentes Protéticos
- 24 Hexágono Externo | Componentes | Cad/Cam

н

- 27 Hexágono Interno | Implantes
- 28 Hexágono Interno | Componentes Protéticos
- 33 Hexágono Interno | Componentes | Cad/Cam
- **40** Produtos Originais
- 41 Kit Cirúrgico
- **42** Kit Cirúrgico Guide
- **55** Kit Easy Drill
- **56** Kit Protético
- **57** Kit de Osteótomos
- **58** Kit Compactador de Osso
- **59** Kit Expansor de Osso
- **60** Kit Expansor de Osso com Rosca
- 61 Instrumentais Cirúrgicos
- **62** Instruções de Limpeza
- **68** Componentes PROSS
- **69** Artigos Científicos

INSTRUMETAL

SOBRE A MEDENS

A Medens é uma marca que surge no mercado como fruto da fusão, entre dois grandes fabricantes de implantes odontológicos expressados através das marcas Alliage (PROSS) e Medens.

Dotada de uma grande capacidade produtiva com foco na qualidade de seus produtos e investimentos constantes em P&D, a Medens é o resultado da união e do melhor de dois mundos trazendo todo o know-how técnico científico das linhas PROSS e Medens a serviço de nossos clientes.

A Medens já nasce grande e seu amplo e completo portfólio de implantes e componentes está apto a atender aos profissionais mais exigentes. Do hexágono externo ao cone morse passando pela cirurgia guiada e fluxos digitais, a Pesquisa e a Inovação fazem parte do DNA da Medens que detém a solução completa para a Implandodontia nas suas mais diferentes vertentes clínicas.

Implante novas experiências e surpreenda-se com a Medens.



EMBALAGEM

As embalagens tem por conceito facilitar a identificação das diferentes linhas de implantes da Medens, a linha Colosso Evolution implantes de Hexágono Interno e a linha Novo Colosso, com nova macroestrutura e encaixes Cone Morse e Hexágono Externo.

LINHA NOVO COLOSSO

A embalagem dos implantes Novo Colosso se apresenta em tons de azul, com etiquetas de identificação coloridas no verso da embalagem com modelo, número de lote e informações de fabricação.

IDENTIFICAÇÃO DE CORES

As cores das tampas auxiliam na identificação dos diâmetros dos implantes nas linhas Novo Colosso e Colosso Evolution.

CAPTURA DO IMPLANTE

A captura do implante deve ser realizada com a chave de instalação correspondente ao modelo do implante.





Implantes de diâmetro: Ø2,5mm



Implantes de diâmetro: Ø3,0mm





Acoplar a chave de instalação específica do implante à engrenagem/chave bidigital;



A embalagem dos implantes Colosso Evolution se apresenta na cor prata, com etiquetas de identificação coloridas no verso da embalagem com modelo, número de lote e informações de fabricação.





Implantes de diâmetro: Ø3,3mm / Ø3,5mm



Implantes de diâmetro: Ø4,0mm / Ø4,1mm



Implantes de diâmetro: Ø5,0mm



Acoplar a chave no implante;



Retirar o implante do berço e levar imediatamente ao alvéolo cirúrgico.





IMPLANTE CONE MORSE
















Os implantes Cone Morse são cilíndricos com roscas cônicas, sua macroestrutura tem um afilamento na porção apical e perfil de rosca dupla que, respectivamente, facilita e confere maior velocidade na inserção dos implantes. Internamente possui encaixe cônico com 10º de angulação, profundidade de 2,5mm, que opcionalmente, pode ser utilizado como Linha Zero (LZ), uma vez que no final da porção cônica possuí encaixe/index hexagonal de 2,0 mm. O implante possuí rosca interna M1.6 para fixação dos componentes protéticos Cone Morse (CM) e Linha Zero (LZ).

- Produzido em Liga de Titânio Grau V
- Tratamento de Superfície: Jateamento + Ataque Ácido
- Disponível nos diâmetros 3,5mm, 4,0mm e 5,0 mm
- Parafuso Padrão M1.6 para todos os diâmetros
- Cone com 10º de angulação

- Index hexagonal de 2,0mm
- Rosca Dupla
- · Afilamento no ápice do implante
- Indicado para todos os tipos de Osso: I, II, III e IV
- Torque máximo de inserção 70N.cm



Reversibilidade **Parafuso Saca Pilar**

PSPM-1620

Tapa implante



Os componentes protéticos Cone Morse Novo Colosso possuem uma rosca interna que possibilita a fácil remoção dos pilares, facilitando o manuseio e a manutenção da prótese.



Chaves de instalação CM 2,0mm





CONE MORSE

SOLUÇÃO PROTÉTICA **CIMENTADA**

CICATRIZADORES





CICATRIZADOR REGULAR CM CRM-3515; CRM-3530; CRM-3545; CRM-3560. Ø 3,5mm | Alt.: 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm



CICATRIZADOR ESTÉTICO CM CEM-4515; CEM-4530; CEM-4545; CEM-4560. Ø 4,5mm | Alt.: 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm

TRANSFERENTE

Com marcações das alturas dos componentes Medens 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm





TRANSFER MOLDEIRA ABERTA CM TAM-3512



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA CM

ANÁLOGO DO IMPLANTE



ANÁLOGO DOS IMPLANTES CM AIM-3510; AIM-4010; AIM-5010 Ø 3,5mm; 4mm e 5mm



ANÁLOGOS DIGITAIS DOS IMPLANTES CM ADM-3510; ADM-4010; ADM-5010

Ø 3,5mm; 4mm e 5mm





PILAR PROTÉTICO







CONHEÇA!

altura








PILAR REGULAR CM CURTO RCM-3515:RCM-3530:RCM-3545: LONGO RLM-3515; RLM-3530; RLM-3545.

Ø 3,5mm | Alt.: 1,5mm; 3mm e 4,5mm



PILAR ESTÉTICO CM CURTO ECM-4515; ECM-4530; ECM-4545; LONGO ELM-4515; ELM-4530; ELM-4545.

Ø 4,5mm | Alt.: 1,5mm; 3mm e 4,5mm



PILAR REGULAR ANGULADO 20° CM CURTO ACM-3515:ACM-3530:ACM-3545: LONGO ALM-3515; ALM-3530; ALM-3545.

Ø 3,5mm | Alt.: 1,5mm; 3mm e 4,5mm

COPING

Utilizado para transferência do pilar já instalado.





COPING REGULAR CURTO CCR-3506; LONGO CLR-3508.

Ø 3,5mm | Alt.: 6mm e 8mm





COPING ESTÉTICO CURTO CCE-4506; LONGO CLE-4508.

Ø 4,5mm | Alt.: 6mm e 8mm

ANÁLOGO DO PILAR



ANÁLOGO PILAR REGULAR E ANGULADO CURTO E LONGO ARC-3514; ARL-3516.



ANÁLOGO PILAR ESTÉTICO **CURTO E LONGO** AEC-4514; AEL-4516. Ø 4.5mm

CONE MORSE

SOLUÇÃO PROTÉTICA **MISTA**

CICATRIZADORES





CICATRIZADOR REGULAR CM CRM-3515; CRM-3530; CRM-3545; CRM-3560. Ø 3,5mm | Alt.: 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm



CICATRIZADOR ESTÉTICO CM

CEM-4515; CEM-4530; CEM-4545; CEM-4560.

TRANSFERENTE

Com marcações das alturas dos componentes Medens 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm





TRANSFER MOLDEIRA ABERTA CM TAM-3512 Ø 3,5mm



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA CM TFM-3512 Ø 3,5mm

ANÁLOGO DO IMPLANTE



ANÁLOGO DOS IMPLANTES CM AIM-3510; AIM-4010; AIM-5010 Ø 3,5mm; 4mm e 5mm



ANÁLOGOS DIGITAIS DOS IMPLANTES CM ADM-3510; ADM-4010; ADM-5010

Ø 3,5mm; 4mm e 5mm





PILAR PROTÉTICO







CONHEÇA!



PROVISÓRIO NÃO ROTACIONAL CM

PRNM-3507; PRNM-3515; PRNM-3530; PRNM-3545; PRNM-3560.

Ø 3,5mm | Alt.: 0,7mm; 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6,0mm



CALCINÁVEL COM LIGA EM COCR NÃO ROTACIONAL CM LRNM-3507; LRNM-3515; LRNM-3530; LRNM-3545; LRNM-3560.

Ø 3,5mm | Alt.: 0,7mm; 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6,0mm



¹ O torque máximo é um valor de segurane * Parafuso laboratorial *** Parafuso Clínico

CONE MORSE

SOLUÇÃO PROTÉTICA **PARAFUSADA**

MULTI-UNIT







PTN-1615: PTN-1630: PTN-1649 Altura específica para cada Pilar

PILAR TRANSMUCOSO MULTI-UNIT CM

TNM-4015; TNM-4030; TNM-4045.

- Utilizado para próteses parafusadas múltiplas ou unitárias;
- · Confeccionado em liga de titânio;
- Compatível com parafuso saca-pilar;
- Possui 03 alturas de cinta: 1,5mm; 3,0mm e 4,5mm;
- Plataforma Ø 4,0mm
- Aceita divergências de até 10º no eixo de inserção;
- Parafuso de fixação do Multi-Unit rosca M1.6, parafuso de fixação da prótese rosca M2.

TRANSFERENTE UNITÁRIO





Ø 4mm



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA NÃO ROTACIONAL **MULTI-UNIT** TNFT-4012



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA NÃO ROTACIONAL **MULTI-UNIT** TNAT-4012

TRANSFERENTE

MÚLTIPLO







TRANSFER MOLDEIRA ABERTA ROTACIONAL **MULTI-UNIT** TRAT-4012

PROTETOR





PROTETOR TRANSMUCOSO MULTI-UNIT PPT-4004 Ø 4mm

ANÁLOGO



laboratorial

ANÁLOGO **TRANSMUCOSO MULTI-UNIT** ANR-4010 Ø 4mm

ANÁLOGO



digital

ANÁLOGO DIGITAL TRANSMUCOSO **MULTI-UNIT** ADNR-4010

MANÍPULO



MANÍPULO DO ANÁLOGO DIGITAL MAD-2020

PILARES PROTÉTICOS









PROVISÓRIO NÃO ROTACIONAL MULTI-UNIT PNNR-4011







CALCINÁVEL COM LIGA CoCr NÃO **ROTACIONAL MULTI-UNIT** LNNR-4010







CALCINÁVEL COM LIGA CoCr **ROTACIONAL MULTI-UNIT** LRNR-4010









PROVISÓRIO ROTACIONAL **MULTI-UNIT** PRNR-4011

Ø 4mm



CONE MORSE

SOLUÇÃO PROTÉTICA **PARAFUSADA**

MINI PILAR PADRÃO 4.8mm



CONHEÇA!

Seletor de









PMP-1610: PMP-1620: PMP-1635: PMP-1640 Altura específica para cada Pilar

MINI PILAR PADRÃO 4.8mm CM

MPPM-4810; MPPM-4820; MPPM-4830; MPPM-4840 Plataforma Ø 4,8mm | Alt.: 1,0mm; 2,0mm; 3,0mm e 4,0mm

- Utilizado para próteses parafusadas múltiplas;
- Confeccionado em liga de titânio grau V;
- Compatível com parafuso saca-pilar;
- Possui 04 alturas de cinta: 1,0mm; 2,0mm; 3,0mm e 4,0mm;
- Plataforma padrão Ø 4,8mm;
- Acionado com a Chave Hexagonal Interna 2,0mm IMFCA-2021
- Aceita divergências de até 25º no eixo de inserção.

MINI PILAR PADRÃO ANGULADO 4.8mm









MINI PILAR PADRÃO ANGULADO 4.8mm CM

17° TAPM-1715; TAPM-1730

30° TAPM-3015; TAPM-3030 Plataforma Ø 4,8mm | Alt.: 1,5mm e 3,0mm | Âng.: 17° e 30°

- Utilizado para próteses parafusadas múltiplas;
- Confeccionado em liga de titânio grau V;
- · Compatível com parafuso saca-pilar;
- Possui 02 alturas de cinta: 1,5mm e 3,0mm;
- Plataforma padrão Ø 4,8mm;
- Disponível nos ângulos de 17º e 30º.

MANÍPULO MINI ANG. MMPA-4800



OBS: Os Mini Pilares Padrão 4.8mm reto e angulado compartilham da mesma linha protética por possuirem o mesmo perfil de encaixe.

TRANSFERENTES













MOLDEIRA ABERTA TMPA-4812

PROTETOR





clínico

PROTETOR DO MINI PADRÃO 4.8MM PMIP-4803

ANÁLOGO



laboratorial

ANÁLOGO DO MINI PADRÃO 4.8MM AMPP-4810 Ø 4mm

ANÁLOGO



ANÁLOGO DIGITAL DO MINI PADRÃO 4.8MM ADMP-4810 Ø 4mm

MANÍPULO



MANÍPULO DO ANÁLOGO DIGITAL MAD-1414

PILARES PROTÉTICOS





PROVISÓRIO DO MINI PADRÃO PMPP-4810 Ø 4.8mm





UCLA CoCr DO MINI PADRÃO LMPP-4810 Ø 4.8mm





UCLA PLÁSTICO DO MINI PADRÃO



CMPP-4810

¹ O torque máximo é um valor de segurança para que se preserve a integridade da peça Parafuso laboratorial

CONE MORSE SOLUÇÃO PROTÉTICA

OVERDENTURE

PILAR O'RING



CONHEÇA!



Utilizar Chave Quadrada CURTA IQC-2014 MÉDIA IQMCA-2021 LONGA IQLCA-2026

POM-4015; POM-4030; POM-4045 Ø 4mm | Alt.: 1,5mm; 3,0mm; 4,5mm

PILAR DE RETENÇÃO O'RING

PILAR O'RING PERSONALIZÁVEL



MINI PILAR DE RETENÇÃO O'RING CALCINÁVEL MPPO-3010

CÁPSULA FÊMEA O'RING



MINI FÊMEA O RING MFOR-4140

ESPAÇADORES



ANEL ESPAÇADOR EPRO-0001



CÁPSULA ESPAÇADORA PROC-0405


ANEL O'RING



ANÉL O'RING BMOR-6497


MODO DE USAR

- 1 Remover o Cicatrizador instalado sobre o implante osseointegrável:
- 2 Instalar o **Pilar de Retenção O´ring** com cinta transmucosa da mesma altura da fibromucosa, utilizando as Chaves de Instalação de Corpo Único (IOC-2014 / IOMCA-2021 / IOLCA-2026):
- 3 Acoplar ao Pilar de Retenção a Cápsula Espaçadora do Pilar de Retenção O'ring (PROC-0405) e moldar de maneira que a mesma fique acoplada no molde;
- 4 Remover do molde o cilindro plástico e vazar o gesso;
- 5 Obtido o modelo de trabalho, conduzir a confecção da prótese de acordo com as técnicas atuais:
- 6 Finalizada a confecção da prótese, ainda sem os retentores, instalar a prótese no paciente e ajustá-la, ao longo de tantas seções quantas forem necessárias.



CAPTURA DA MINI CÁPSULA DE RETENÇÃO (FÊMEA)

- 1 Acoplar sobre o Pilar de Retenção O´ring o **Anel Espaçador** (EPRO-0001) e a Mini Cápsula de Retenção(MFOR-4140)
- 2 Colocar a prótese em posição e verificar se seu assentamento e conforto está adequado.
- 3 Preencher o nicho existente na prótese (destinado a receber a Mini Cápsula de Retenção do O´ring) com resina auto polimerizante, numa



consistência fluida.

- 4 Levar a prótese em posição. Pedir ao paciente para ocluir, mantendo a prótese em posição e aguardar a polimerização da resina.
- 5 Retirar a prótese. Se houver, remover os excessos de resina junto a cápsula metálica de retenção e efetuar o acabamento.
- 6 Retirar o espaçador do pilar de retenção, instalar a prótese e fazer seu

A sua instalação será bem sucedida mantendo os padrões indicados acima.



COMPONENTES | CAD/CAM **CONE MORSE**

CORPO DE ESCANEAMENTO | CM



Direto no implante







CORPO DE ESCANEAMENTO JCM-3512

Corpo de Escaneamento produzido em Liga de Titânio Grau V. O único do mercado com registro na ANVISA, o que permite a utilização clínica para escaneamento intra-oral.

Ti-BASE

O Ti-BASE Medens garante a precisão de encaixe junto ao implante nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM. Produzido em Liga de Titânio Grau V.

Utilizado para: Implante Cone Morse Novo Colosso

3 alturas de cinta: 1,5mm | 3,0mm | 4,5mm 1 altura de cimentação: 4,0mm

Ti-BASE REGULAR | CM



Ø 3,5mm

1,5











Não é recomendada a usinagem da conexão Cone Morse

PARAFUSO





PARAFUSO DE FIXAÇÃO Cone Morse | CM PF-1610

Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M1,6 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE) e laboratorial (Corpo de Escaneamento)





COMPONENTES | CAD/CAM **TRANSMUCOSO MULTI-UNIT**

CORPO DE ESCANEAMENTO MULTI-UNIT



Sobre o pilar





CORPO DE ESCANEAMENTO JNRMU-4012

Corpo de Escaneamento produzido em Liga de Titânio Grau V. O único do mercado com registro na ANVISA, o que permite a utilização clínica para escaneamento intra-oral.

Ti-BASE

O Ti-BASE Medens garante a precisão de encaixe junto ao implante nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM. Produzido em Liga de Titânio Grau V.

Utilizado para: Transmucoso Multi-Unit Novo Colosso

Disponível em: Diâmetro: 4,0mm 1 altura de cimentação: 4,0mm



Ti-BASE NÃO ROTACIONAL Multi-Unit



DIÂMETROS Ø 4,0 / 5,0



Os Ti-BASES de 4,0mm podem ser utilizados para implantes de diâmetros 4,0 e 5,0mm (Plataforma Switching) É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses unitárias.

LKLNNR-4005

Ti-BASE ROTACIONAL Multi-Unit



DIÂMETROS





Os Ti-BASES de 4,0mm podem ser utilizados para implantes de diâmetros 4,0 e 5,0mm (Plataforma Switching) É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses múltiplas.

LKLRNR-4005

PARAFUSO





PARAFUSO DE FIXAÇÃO PPT-2005



Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M2 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE) e laboratorial (Corpo de Escaneamento)



COMPONENTES | CAD/CAM **MINI PILAR PADRÃO 4.8mm**

CORPO DE ESCANEAMENTO MINI PILAR PADRÃO RETO E ANGULADO



Sobre o pilar





CORPO DE ESCANEAMENTO JMPP-4812

Corpo de Escaneamento produzido em Liga de Titânio Grau V. O único do mercado com registro na ANVISA, o que permite a utilização clínica para escaneamento intra-oral.

Ti-BASE

O Ti-BASE Medens garante a precisão de encaixe junto ao implante nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM. Produzido em Liga de Titâni Grau V.

Utilizado para: Mini Pilar Padrão 4.8mm

Ti-BASE ROTACIONAL Mini Pilar Padrão 4.8mm



DIÂMETROS Ø 4,8



LKLMPP-4805

É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses múltiplas.

Disponível em:

Diâmetro: 4,8mm

1 altura de cimentação: 4,0mm

PARAFUSO





PARAFUSO DE FIXAÇÃO PMRP-1404



Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M1.4 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE) e laboratorial (Corpo de Escaneamento)





COMPONENTES | CAD/CAM | 4C

CM

Ti-BASE







O design do Ti-Base foi desenvolvido para compatibilidade aos equipamentos Sirona



Contam com diferentes alturas de cinta para proporcionar o melhor resultado estético



Agilidade no workflow do consultório oferecendo ao paciente a possibilidade da restauração rápida e estética com tranquilidade



Possilita o scaneamento intra-oral com scanbody sobre o

É recomendado adquirir Scanbody Sirona referência NBB 3.4 L Scanbodies for Bluecam L - SIRONA REF.6431303 Scanbodies for Omnicam L - SIRONA REF.6431329

TI-BASE 4C | CONE MORSE

ALTURA DE CINTA







0,8

TBM-0408



TBM-0415



TBM-0430



TBM-0445

SCANPOST







PARAFUSO

PARAFUSO DE FIXAÇÃO Cone Morse | CM PF-1610

Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M1.6 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE).





CONE MORSE Linha Zero

SOLUÇÃO PROTÉTICA

CICATRIZADORES





CICATRIZADOR REGULAR LZ CRHI-3515; CRHI-3530; CRHI-3545; CRHI-4015; CRHI-4030; CRHI-4045; CRHI-5015; CRHI-5030; CRHI-5045. Ø 3,5mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm | Alt.: 1,5mm; 3mm e 4,5mm



CICATRIZADOR ESTÉTICO LZ

CEI-3515: CEI-3530: CEI-3545: CEI-4015; CEI-4030; CEI-4045;

CEI-5015; CEI-5030; CEI-5045. Ø 3,5mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm | Alt.: 1,5mm; 3mm e 4,5mm

TRANSFERENTE

Com marcações das alturas dos componentes Medens 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm





TRANSFER MOLDEIRA ABERTA LZ TAI-3512; TAI-4012; TAI-5012. Ø 3,5mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA LZ TFI-3512; TFI-4012; TFI-5012. Ø 3,5mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm

ANÁLOGO DO IMPLANTE



ANÁLOGO DOS IMPLANTES CM AIM-3510; AIM-4010; AIM-5010 Ø 3,5mm; 4mm e 5mm



ANÁLOGOS DIGITAIS DOS IMPLANTES CM ADM-3510: ADM-4010: ADM-5010

Ø 3.5mm: 4mm e 5mm

MANÍPULO MAD-1616



PILAR PROTÉTICO







PILAR REGULAR LZ CURTO RCI-3507; RCI-4007; RCI-5007; LONGO RLI-3510; RLI-4010; RLI-5010. Ø 3,5mm; 4,0mm e 5,0mm


CURTO




PILAR REGULAR ANGULADO 20º LZ

ACHI-3507; ACHI-4007; ACHI-5007; LONGO ALHI-3510; ALHI-4010; ALHI-5010.

Ø 3,5mm; 4,0mm e 5,0mm









CONE MORSE Linha Zero

SOLUÇÃO PROTÉTICA **MISTA**

CICATRIZADORES





CICATRIZADOR REGULAR LZ CRHI-3515; CRHI-3530; CRHI-3545; CRHI-4015; CRHI-4030; CRHI-4045; CRHI-5015; CRHI-5030; CRHI-5045. Ø 3,5mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm | Alt.: 1,5mm; 3mm; 4,5mm



CICATRIZADOR ESTÉTICO LZ CEI-3515: CEI-3530: CEI-3545: CEI-4015; CEI-4030; CEI-4045; CEI-5015; CEI-5030; CEI-5045. Ø 3,5mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm | Alt.: 1,5mm; 3mm; 4,5mm

TRANSFERENTE

Com marcações das alturas dos componentes Medens 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm





TRANSFER MOLDEIRA ABERTA LZ TAI-3512; TAI-4012; TAI-5012. Ø 3,5mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA LZ TFI-3512; TFI-4012; TFI-5012. Ø 3,5mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm

ANÁLOGO DO IMPLANTE



ANÁLOGO DOS IMPLANTES CM AIM-3510; AIM-4010; AIM-5010 Ø 3,5mm; 4mm e 5mm



ANÁLOGOS DIGITAIS DOS IMPLANTES CM ADM-3510: ADM-4010: ADM-5010 Ø 3.5mm: 4mm e 5mm

MANÍPULO MAD-1616



PILAR PROTÉTICO





PII AR PROVISÓRIO NÃO ROTACIONAL LZ PNI-3511; PNI-4011; PNI-5011. Ø 3.5mm; 4.0mm e 5.0mm



PILAR CALCINÁVEL COM LIGA EM CoCr NÃO ROTACIONAL LZ LNI-3511; LNI-4011; LNI-5011. Ø 3.5mm; 4.0mm e 5.0mm



PII AR CAI CINÁVEI NÃO ROTACIONAL LZ CNI-3511; CNI-4011; CNI-5011. Ø 3.5mm; 4.0mm e 5.0mm



PILAR PROVISÓRIO ROTACIONAL LZ PRI-3511; PRI-4011; PRI-5011. Ø 3,5mm; 4,0mm e 5,0mm



ROTACIONAL LZ LRI-3511; LRI-4011; LRI-5011. PILAR CALCINÁVEL ROTACIONAL LZ CRI-3511; CRI-4011; CRI-5011.

Ø 3,5mm; 4,0mm e 5,0mm





COMPONENTES | CAD/CAM **CONE MORSE** | Linha zero

CORPO DE ESCANEAMENTO LZ



Direto no implante





CORPO DE ESCANEAMENTO JLZ-3512

Corpo de Escaneamento produzido em Liga de Titânio Grau V. O único do mercado com registro na ANVISA, o que permite a utilização clínica para escaneamento intra-oral.

Ti-BASE

O Ti-BASE Medens garante a precisão de encaixe junto ao implante nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM. Produzido em Liga de Titânio Grau V.

Utilizado para: Implante Cone Morse Novo Colosso | LINHA ZERO

2 diâmetros: 3,5mm | 4,0mm 1 alturas de cimentação: 4mm



Ti-BASE NÃO ROTACIONAL CM | LZ Ø 3,5mm | Ø 4,5mm



DIÂMETROS Ø 3,5 Ø 4,0 / 5,0





Os Ti-BASES de 4,0mm podem ser utilizados para implantes de diâmetros 4,0 e 5,0mm (Plataforma Switching) É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses unitárias.



LKNLI-4004

Ti-BASE ROTACIONAL CM | LZ Ø 3,5mm | Ø 4,5mm



DIÂMETROS

Ø 3,5 Ø 4,0 / 5,0



LKRLI-4004

Os Ti-BASES de 4.0mm podem ser utilizados para implantes de diâmetros 4,0 e 5,0mm (Plataforma Switching)

PARAFUSO






PARAFUSO DE FIXAÇÃO Cone Morse | CM PF-1610





Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M1,6 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE) e laboratorial (Corpo de Escaneamento)

É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses múltiplas.



IMPLANTE **HEXÁGONO EXTERNO**
















Os implantes Hexágono Externo são cilíndricos com roscas cônicas, sua macroestrutura tem um afilamento na porção apical e perfil de rosca dupla que, respectivamente, facilita e confere maior velocidade na inserção dos implantes. O encaixe Hexágono Externo possui de 0,7mm de altura por 2,7mm de largura, e um hexágono interno de 1,5mm de profundidade por 2,1mm de largura para inserção do implante por torque interno.

- Produzido em Liga de Titânio Grau V
- Tratamento de Superfície: Jateamento + Ataque Ácido
- Disponível nos diâmetros 3,5mm, 4,1mm e 5,0 mm
- Parafuso padrão M2 para todos os diâmetros
- Hexágono Externo padrão mercado 2,7x0,7mm para todos os diâmetros
- $\bullet \text{Torque interno hexagonal de 2,1} \text{mm preservar a integridade do encaixe } \\$
- Possibilita técnica Switching
- Rosca dupla progressiva
- Afilamento no ápice do implante
- Indicado para todos os tipos de Osso: I, II, III e IV
- Torque máximo de inserção 70N.cm







Tapa implante acompanha o implante







Chaves de instalação HE 2,1mm







HEXÁGONO EXTERNO

SOLUÇÃO PROTÉTICA CIMENTADA

CICATRIZADORES





CICATRIZADOR REGULAR HE CRE-3515; CRE-3530; CRE-3545; CRE-4015; CRE-4030; CRE-4045; CRE-5015; CRE-5030; CRE-5045. Ø 3.5mm; Ø 4.1mm; Ø 5.0mm | Alt.; 1.5mm; 3.0mm e 4.5mm



CICATRIZADOR ESTÉTICO HE

CEE-3515: CEE-3530: CEE-3545: CEE-4015; CEE-4030; CEE-4045; CEE-5015; CEE-5030; CEE-5045. Ø 3,5mm; Ø 4,1mm; Ø 5,0mm | Alt.: 1,5mm; 3,0mm e 4,5mm

TRANSFERENTE

Com marcações das alturas dos componentes Medens 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm





TRANSFER MOLDEIRA ABERTA HE TAE-3512; TAE-4012; TAE-5012.



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA HE TFE-3512; TFE-4012; TFE-5012.

ANÁLOGO DO IMPLANTE



ANÁLOGO IMPLANTES HE ACIHE-3510; ACIHE-4110; ACIHE-5010. Ø 3.5mm; 4.1mm e 5.0mm



ANÁLOGOS DIGITAIS DOS IMPLANTES HE ADE-3510; ADE-4110; ADE-5010

Ø 3.5mm: 4mm e 5mm

MANÍPULO MAD-2020



PILAR PROTÉTICO








PILAR REGULAR HE CURTO RCHE-3507; RCHE-4007; RCHE-5007; LONGO RLHE-3510; RLHE-4010; RLHE-5010.







PILAR ESTÉTICO HE CURTO ECE-3507; ECE-4007; ECE-5007 LONGO ELE-3510; ELE-4010; ELE-5010. Ø 3.5mm; 4.1mm e 5mm | Perfil estético Ø 4.5mm; 4.6mm e 5.5mm



PILAR REGULAR ANGULADO 20º HE CURTO ACHE-3507; ACHE-4007; ACHE-5007; LONGO ALHE-3510; ALHE-4010; ALHE-5010.





HEXÁGONO EXTERNO

SOLUÇÃO PROTÉTICA MISTA

CICATRIZADORES





CICATRIZADOR REGULAR HE CRE-3515; CRE-3530; CRE-3545; CRE-4015; CRE-4030; CRE-4045; CRE-5015; CRE-5030; CRE-5045. Ø 3.5mm; Ø 4.1mm; Ø 5.0mm | Alt.; 1.5mm; 3.0mm e 4.5mm



CICATRIZADOR ESTÉTICO HE

CEE-3515: CEE-3530: CEE-3545: CEE-4015; CEE-4030; CEE-4045; CEE-5015; CEE-5030; CEE-5045. Ø 3,5mm; Ø 4,1mm; Ø 5,0mm | Alt.: 1,5mm; 3,0mm e 4,5mm

TRANSFERENTE

Com marcações das alturas dos componentes Medens 1,5mm; 3mm; 4,5mm e 6mm





TRANSFER MOLDEIRA ABERTA HE TAE-3512; TAE-4012; TAE-5012. Ø 3,5mm; 4,1mm e 5,0mm



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA HE TFE-3512; TFE-4012; TFE-5012.

ANÁLOGO IMPLANTE



ANÁLOGO IMPLANTES HE ACIHE-3510; ACIHE-4110; ACIHE-5010. Ø 3.5mm; 4.1mm e 5.0mm



ANÁLOGOS DIGITAIS DOS IMPLANTES HE ADE-3510; ADE-4110; ADE-5010 Ø 3.5mm; 4.1mm e 5mm

MANÍPULO MAD-2020



PILAR PROTÉTICO







PILAR PROVISÓRIO NÃO ROTACIONAL HE PNE-3511; PNE-4011; PNE-5011.

Ø 3.5mm; 4.1mm e 5.0mm



CALCINÁVEL COM TERMINAÇÃO EM CoCr NÃO ROTACIONAL HE LNE-3511; LNE-4011; LNE-5011.

Ø 3.5mm; 4.1mm e 5.0mm



CALCINÁVEL NÃO ROTACIONAL HE CNE-3511; CNE-4011; CNE-5011.



Ø 3,5mm; 4,1mm e 5,0mm



CALCINÁVEL COM TERMINAÇÃO EM CoCr ROTACIONAL HE LRE-3511; LRE-4011; LRE-5011.

Ø 3,5mm; 4,1mm e 5,0mm



CALCINÁVEL ROTACIONAL HE CRE-3511; CRE-4011; CRE-5011.

Ø 3,5mm; 4,1mm e 5,0mm

Parafuso Clínico Parafuso laboratorial

HEXÁGONO EXTERNO

SOLUÇÃO PROTÉTICA **PARAFUSADA**

MULTI-UNIT





PILAR TRANSMUCOSO MULTI-UNIT HE

TNE-3515; TNE-3530; TNE-3545; TNE-4015; TNE-4030; TNE-4045; TNE-5015; TNE-5030; TNE-5045.

Ø 3,5mm, 4,1mm e 4,1mm Alt.: 1,5mm; 3,0mm e 4,5mm

- Utilizado para próteses parafusadas múltiplas ou unitárias;
- Confeccionado em liga de titânio grau V;
- Possui 03 alturas de cinta: 1,5mm; 3,0mm e 4,5mm;
- Possui 03 diâmetros: 3,5mm; 4,1mm e 5,0mm
- Aceita divergências de até 10º no eixo de inserção;
- Parafuso de fixação do Multi-Unit rosca M2, parafuso de fixação da prótese rosca M2.

TRANSFERENTE

UNITÁRIO







TRANSFFR MOLDEIRA FECHADA NÃO ROTACIONAL MUITI-UNIT

TNFT-4012; TNFT-5012



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA NÃO ROTACIONAL MULTI-UNIT

TNAT-4012; TNAT-5012 Ø 4mm e Ø 5mm

TRANSFERENTE

MÚLTIPLO



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA ROTACIONAL **MULTI-UNIT**

TRFT-4012; TRFT-5012 Ø 4mm e Ø 5mm



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA ROTACIONAL MULTI-UNIT

TRAT-4012; TRAT-5012

PROTETOR





PROTETOR

MUITI-UNIT

Ø 4mm e Ø 5mm

TRANSMUCOSO

PPT-4004; PPT-5004



laboratorial

ANÁLOGO

ANÁLOGO TRANSMUCOSO MUITI-UNIT

ANR-4010; ANR-5010 Ø 4mm e Ø 5mm

ANÁLOGO



digital

ANÁLOGO DIGITAL **TRANSMUCOSO** MUITI-UNIT

ADNR-4010; ADNR-5010 Ø 4mm e Ø 5mm

MANÍPULO



MANÍPULO DO ANÁLOGO DIGITAL MAD-2020

CÁLCINÁVEL NÃO

Ø 4mm e Ø 5mm

Ø 4mm e Ø 5mm

ROTACIONAL MULTI-UNIT

CNNR-4010; CNNR-5010

PILARES PROTÉTICOS









PROVISÓRIO NÃO ROTACIONAL **MULTI-UNIT** PNNR-4011; PNNR-5011





PROVISÓRIO ROTACIONAL **MULTI-UNIT** PRNR-4011; PRNR-5011 Ø 4mm e Ø 5mm

¹ O torque máximo é um valor de segurano * Parafuso laboratorial ** Parafuso Clínico







CALCINÁVEL COM LIGA CoCr NÃO **ROTACIONAL MULTI-UNIT** LNNR-4010; LNNR-5010





CALCINÁVEL COM LIGA CoCr **ROTACIONAL MULTI-UNIT** LRNR-4010; LRNR-5010 Ø 4mm e Ø 5mm





HEXÁGONO EXTERNO

SOLUÇÃO PROTÉTICA **PARAFUSADA**

MINI PILAR PADRÃO 4.8mm







MINI PILAR PADRÃO 4.8mm HE

MPPE-3510; MPPE-3520; MPPE-3530; MPPE-3540 MPPE-4010; MPPE-4020; MPPE-4030; MPPE-4040 nm e Ø 4,1mm | Plataforma Ø 4,8mm | Alt.: 1,0mm; 2,0mm; 3,0mm e 4,0mm





- Utilizado para próteses parafusadas múltiplas;
- Confeccionado em liga de titânio grau V;
- Disponível para implantes: Ø 3,5mm e Ø 4,1mm;
- Possui 04 alturas de cinta: 1,0mm; 2,0mm; 3,0mm e 4,0mm;
- Plataforma padrão Ø 4,8mm;
- Acionado com a Chave Hexagonal Interna 2,0mm IMFCA-2021;
- Aceita divergências de até 25º no eixo de inserção;
- Para implantes de 5,0mm utilizar plataforma switching.

MINI PILAR PADRÃO ANGULADO 4.8mm











MINI PILAR PADRÃO ANGULADO 4.8mm HE

Ø 3,5mm / 17° TAPE-31720; TAPE-31740 Ø 4,1mm / 17° TAPE-41720; TAPE-41740 Ø 3,5mm / 30° TAPE-33020; TAPE-33040 Ø 4,1mm / 30° TAPE-43020; TAPE-43040

,5mm e Ø 4,1mm | Plataforma Ø 4,8mm | Alt.: 2,0mm e 4,0mm | Âng.: 17° e 30°

- · Utilizado para próteses parafusadas múltiplas;
- · Confeccionado em liga de titânio grau V;
- Disponível para implantes : Ø 3,5mm e Ø 4,1mm;
- Possui 02 alturas de cinta: 2,0mm e 4,0mm;
- Plataforma padrão Ø 4,8mm;
- Disponível nos ângulos de 17º e 30º;
- Para implantes de 5,0mm utilizar plataforma switching.

MANÍPULO MINI ANG. MMPA-4800



OBS: Os Mini Pilares Padrão 4.8mm reto e angulado compartilham da mesma linha protética por possuirem o mesmo perfil de encaixe.

TRANSFERENTES





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA TFMP-4810



MOLDEIRA ABERTA TMPA-4812

PROTETOR





clínico

PROTETOR DO MINI PADRÃO 4.8MM PMIP-4803

ANÁLOGO



ANÁLOGO DO MINI PADRÃO 4.8MM

AMPP-4810 Ø 4mm

ANÁLOGO



ANÁLOGO DIGITAL DO MINI PADRÃO 4.8MM ADMP-4810 Ø 4mm

MANÍPULO



MANÍPULO DO ANÁLOGO DIGITAL MAD-1414

PILARES PROTÉTICOS





PROVISÓRIO DO MINI PADRÃO PMPP-4810 Ø 4.8mm





UCLA CoCr DO MINI PADRÃO LMPP-4810 Ø 4.8mm





UCLA PLÁSTICO DO MINI PADRÃO CMPP-4810

Parafuso laboratorial

HEXÁGONO EXTERNO

SOLUÇÃO PROTÉTICA OVERDENTURE

PILAR O'RING





Utilizar Chave para Corpo Único CURTA IQC-2014 MÉDIA IQMCA-2021 LONGA IQLCA-2026

PILAR DE RETENÇÃO O'RING
POE-3515; POE-3530; POE-3545
POE-4015; POE-4030; POE-4045
POE-5015; POE-5030; POE-5045
Ø 3,5mm; Ø 4,1mm e Ø 5,0mm | Alt: 1,5mm; 3,0mm; 4,5mm

PILAR O'RING PERSONALIZÁVEL



MINI PILAR DE RETENÇÃO O'RING CALCINÁVEL MPPO-3010

CÁPSULA FÊMEA O'RING



MINI FÊMEA O´RING MEOR-4140

ESPAÇADORES



ANEL ESPAÇADOR EPRO-0001



CÁPSULA ESPAÇADORA PROC-0405

ANEL O'RING




ANÉL O RING BMOR-6497

¹O torque máximo é um valor de segurança para que se preserve a integridade da peç


MODO DE USAR

- 1 Remover o Cicatrizador instalado sobre o implante osseointegrável:
- 2 Instalar o **Pilar de Retenção O´ring** com cinta transmucosa da mesma altura da fibromucosa, utilizando as Chaves de Instalação de Corpo Único (IQC-2014 / IQMCA-2021 / IQLCA-2026);
- 3 Acoplar ao Pilar de Retenção a **Cápsula Espaçadora do Pilar de Retenção O´ring** (PROC-0405) e moldar de maneira que a mesma fique acoplada no molde;
- 4 Remover do molde o cilindro plástico e vazar o gesso;
- 5 Obtido o modelo de trabalho, conduzir a confecção da prótese de acordo com as técnicas atuais;
- 6 Finalizada a confecção da prótese, ainda sem os retentores, instalar a prótese no paciente e ajustá-la, ao longo de tantas seções quantas forem necessárias.



CAPTURA DA MINI CÁPSULA DE RETENÇÃO (FÊMEA)

- 1 Acoplar sobre o Pilar de Retenção O´ring o Anel Espaçador (EPRO-0001) e a Mini Cápsula de Retenção(MFOR-4140)
- 2 Colocar a prótese em posição e verificar se seu assentamento e conforto está adequado.
- 3 Preencher o nicho existente na prótese (destinado a receber a Mini Cápsula de Retenção do O´ring) com resina auto polimerizante, numa consistência fluida.



- 4 Levar a prótese em posição. Pedir ao paciente para ocluir, mantendo a prótese em posição e aguardar a polimerização da resina
- 5 Retirar a prótese. Se houver, remover os excessos de resina junto a cápsula metálica de retenção e efetuar o acabamento.
- 6 Retirar o espaçador do pilar de retenção, instalar a prótese e fazer seu ajuste final.

A sua instalação será bem sucedida mantendo os padrões indicados acima.



COMPONENTES CAD/CAM **HEXÁGONO EXTERNO | HE**

CORPO DE ESCANEAMENTO HE



Direto no implante





CORPO DE ESCANEAMENTO JHE-3512

Corpo de Escaneamento produzido em Liga de Titânio Grau V. O único do mercado com registro na ANVISA, o que permite a utilização clínica para escaneamento intra-oral.

Ti-BASE

O Ti-BASE Medens garante a precisão de encaixe junto ao implante nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM. Produzido em Liga de Titâni Grau V.

Utilizado para: implante Novo Colosso Hexágono Externo

2 diâmetros: 3,5mm | 4,1mm 1 altura de cimentação: 4,0mm



Ti-BASE NÃO ROTACIONAL | HE



Os Ti-BASES de 4,1mm podem

ser utilizados para implantes de diâmetros 4,1 e 5,0mm (Plataforma Switching)

DIÂMETROS Ø 3,5 Ø 4,1 / 5,0





LKNLE-3504 LKNLE-4004 É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses unitárias.

Ti-BASE ROTACIONAL | HE



DIÂMETROS Ø 3,5 Ø 4,1 / 5,0 Os Ti-BASES de 4.1mm podem ser utilizados para implantes de diâmetros 4,1 e 5,0mm (Plataforma Switching)

I KRI F-4004

É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses múltiplas.

PARAFUSO

LKRLE-3504







Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M2 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE) e laboratorial (Corpo de Escaneamento)



COMPONENTES CAD/CAM TRANSMUCOSO MULTI-UNIT

CORPO DE ESCANEAMENTO MULTI-UNIT



Sobre o pilar





CORPO DE ESCANEAMENTO JNRMU-4012

Corpo de Escaneamento produzido em Liga de Titânio Grau V. O único do mercado com registro na ANVISA, o que permite a utilização clínica para escaneamento intra-oral.

Ti-BASE

O Ti-BASE Medens garante a precisão de encaixe junto ao implante nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM. Produzido em Liga de Titânio Grau V.

Utilizado para: Transmucoso Multi-Unit Novo Colosso

Disponível em: Diâmetro: 4,0mm 1 altura de cimentação: 4,0mm



Ti-BASE NÃO ROTACIONAL Multi-Unit



DIÂMETROS Ø 4,0 / 5,0



Os Ti-BASES de 4,0mm podem ser utilizados para implantes de diâmetros 4,0 e 5,0mm (Plataforma Switching) É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses unitárias.



LKLNNR-4005

Ti-BASE ROTACIONAL Multi-Unit



DIÂMETROS $\emptyset 4,0 / 5,0$



Os Ti-BASES de 4,0mm podem ser utilizados para implantes de diâmetros 4,0 e 5,0mm (Plataforma Switching)

LKLRNR-4005

É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses múltiplas.

PARAFUSO





PARAFUSO DE FIXAÇÃO PPT-2005



Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M2 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE) e laboratorial (Corpo de Escaneamento)



COMPONENTES CAD/CAM MINI PILAR PADRÃO 4.8mm

CORPO DE ESCANEAMENTO MINI PILAR PADRÃO RETO E ANGULADO



Sobre o pilar





CORPO DE ESCANEAMENTO JMPP-4812

Corpo de Escaneamento produzido em Liga de Titânio Grau V. O único do mercado com registro na ANVISA, o que permite a utilização clínica para escaneamento intra-oral.

Ti-BASE

O Ti-BASE Medens garante a precisão de encaixe junto ao implante nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM. Produzido em Liga de Titâni Grau V.

Utilizado para: Mini Pilar Padrão 4.8mm

Ti-BASE ROTACIONAL Mini Pilar Padrão 4.8mm



DIÂMETROS Ø 4,8



LKLMPP-4805

1 altura de cimentação: 4,0mm

Disponível em:

Diâmetro: 4,8mm

É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses múltiplas.

PARAFUSO





PARAFUSO DE FIXAÇÃO PMRP-1404



Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M1.4 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE) e laboratorial (Corpo de Escaneamento)



COMPONENTES | CAD/CAM | 4C

HE

Ti-BASE





O design do Ti-Base foi desenvolvido para compatibilidade aos equipamentos Sirona



Contam com diferentes alturas de cinta para proporcionar o melhor resultado estético



Agilidade no workflow do consultório oferecendo ao paciente a possibilidade da restauração rápida e estética com tranquilidade



Possilita o scaneamento intra-oral com scanbody sobre o



(1) É recomendado adquirir Scanbody Sirona referência NBB 3.4 L Scanbodies for Bluecam L - SIRONA REF.6431303

Scanbodies for Omnicam L - SIRONA REF.6431329

TI-BASE 4C | HEXÁGONO EXTERNO | Ø 3,5mm

ALTURA DE CINTA



0



1,5

TBE-3515





TBE-3530

4,5



TBE-3545

TI-BASE 4C | HEXÁGONO EXTERNO | Ø 4,1mm

ALTURA DE CINTA



0

TBE-4100



TBE-4115

1,5



TBE-4130

3,0



4,5

TBE-4145

SCANPOST






PARAFUSO

PARAFUSO DE FIXAÇÃO Hexágono Externo | HE PPP-2085

Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M2 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE).







IMPLANTE HEXÁGONO INTERNO













Os implantes Hexágono Interno são cilíndricos com roscas cônicas, sua macroestrutura conta com perfil de rosca progressiva que propicia uma maior estabilidade primária e possibilita seu uso para a técnica de carga imediata (casos selecionados e bem planejados biomecanicamente). Indicado para a reparação de perdas unitárias, múltiplas ou totais.

O encaixe Hexágono Interno possui 2,4mm de largura e 1,7mm de profundidade.

- Produzido em Titânio Puro Grau II
- Tratamento de Superfície: Jateamento + Ataque Ácido
- Disponível nos diâmetros 3,3mm, 4,0mm e 5,0 mm
- Parafuso padrão M2 para todos os diâmetros
- Mesmo Hexágono Interno 2,4mm para todos os diâmetros
- · Possibilita técnica Switching

- Rosca Progressiva com Câmara desde 2006
- Indicado para todos os tipos de Osso: I, II, III e IV
- Torque máximo de inserção: 70N.cm (implantes 3,3mm); 80N.cm (implantes 4,0 e 5,0mm).











ECIE-3307









ECIE-3311





ECIE-3313



ECIE-3314



ECIE-3316

Ø 4,0 ECIE-4007 ECIE-4008 ECIE-4010 ECIE-4011 ECIE-4013 ECIE-4014 ECIE-4016 80 Ncm¹ Ø 5,0 ECIE-5007 ECIE-5008 ECIE-5010 ECIE-5011 ECIE-5013 ECIE-5014 ECIE-5016

Chaves de instalação HI 2,4mm



CURTA





LONGA



HEXÁGONO INTERNO

SOLUÇÃO PROTÉTICA CIMENTADA

CICATRIZADORES





CICATRIZADOR PADRÃO HI

CPC-3302; CPC-3303; CPC-3304; CPC-3305; CPC-3306; CPC-4002; CPC-4003; CPC-4004; CPC-4005; CPC-4006; CPC-5002; CPC-5003; CPC-5004; CPC-5005; CPC-5006. @ 3;3mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm | Alt.: 2,0mm; 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm e 6,0mm



CICATRIZADOR ESTÉTICO HI

CEC-3342; CEC-3343; CEC-3344; CEC-3345; CEC-3346; CEC-4052; CEC-4053; CEC-4054; CEC-4055; CEC-4056; CEC-5062; CEC-5063; CEC-5064; CEC-5065; CEC-5066.

TRANSFERENTE







TRANSFER MOLDEIRA FECHADA HI PTMF-3312; PTMF-4012; PTMF-5012.

ANÁLOGO DO IMPLANTE



ANÁLOGO DOS IMPLANTES HI ACI-3310; ACI-4010; ACI-5010. Ø 3,3mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm



ANÁLOGOS DIGITAIS DOS IMPLANTES HI ADI-3310; ADI-4010; ADI-5010

Ø 3,3mm; 4mm e 5mm

MANÍPULO MAD-2020



PILAR PROTÉTICO





PILAR PADRÃO ADAPTÁVEL HI CURTO PPC-3311; PPC-4011; PPC-5011; LONGO PPL-3314; PPL-4014; PPL-5014. @3.3mm:@4.0mm:@5.0mm



PEC-3311; PEC-4011; PEC-5011.

Ø3,3mm; Ø4,0mm; Ø5,0mm | Perfil estético Ø4,3mm; Ø5,0mm; Ø6,0mm

PII AR ESTÉTICO ADAPTÁVEL HI



PILAR ANGULADO ADAPTÁVEL HI 15º PAC-3315; PAC-4015; PAC-5015; 25º PAC-3325; PAC-4025; PAC-5025.

Ø 3,3mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm



HEXÁGONO INTERNO

SOLUÇÃO PROTÉTICA **MISTA**

CICATRIZADORES





CICATRIZADOR PADRÃO HI

CPC-3302; CPC-3303; CPC-3304; CPC-3305; CPC-3306; CPC-4002; CPC-4003; CPC-4004; CPC-4005; CPC-4006; $\begin{array}{l} \text{CPC-5002; CPC-5003; CPC-5004; CPC-5005; CPC-5006.} \\ \emptyset \ 3,3mm; \emptyset \ 4,0mm; \emptyset \ 5,0mm \ | \ Alt: \ 2,0mm; \ 3,0mm; \ 4,0mm; \ 5,0mm \ e \ 6,0mm \end{array}$



CICATRIZADOR ESTÉTICO HI

CEC-3342; CEC-3343; CEC-3344; CEC-3345; CEC-3346; CEC-4052; CEC-4053; CEC-4054; CEC-4055; CEC-4056; CEC-5062; CEC-5063; CEC-5064; CEC-5065; CEC-5066.

TRANSFERENTE





TRANSFER MOLDEIRA ABERTA HI PTMA-3312; PTMA-4012; PTMA-5012. Ø 3,3mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm TRANSFER MOLDEIRA FECHADA HI PTMF-3312; PTMF-4012; PTMF-5012.

ANÁLOGO DO IMPLANTE



ANÁLOGO DOS IMPLANTES HI ACI-3310; ACI-4010; ACI-5010. Ø 3.3mm; Ø 4.0mm; Ø 5.0mm



ANÁLOGOS DIGITAIS DOS IMPLANTES HI ADI-3310; ADI-4010; ADI-5010

Ø 3,3mm; 4mm e 5mm

MANÍPULO MAD-2020



PILAR PROTÉTICO





PILAR PROVISÓRIO NÃO ROTACIONAL PPNR-3314; PPNR-4014; PPNR-5014. Ø 3,3mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm



PILAR CALCINÁVEL COM TERMINAÇÃO CoCr COM HEXÁGONO PPLEH-3315; PPLEH-4015; PPLEH-5015. Ø3,3mm; Ø4,0mm; Ø5,0mm



PILAR CALCINÁVEL COM HEXÁGONO PPCH-3315; PPCH-4015; PPCH-5015.

Ø 3,3mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm



PILAR PROVISÓRIO ROTACIONAL PPR-3314; PPR-4014; PPR-5014.

Ø 3.3mm: Ø 4.0mm: Ø 5.0mm



PILAR CALCINÁVEL COM TERMINAÇÃO EM CoCr SEM HEXÁGONO

PPLE-3315: PPLE-4015: PPLE-5015.

Ø 3,3mm; Ø 4,0mm; Ø 5,0mm



PILAR CALCINÁVEL SEM HEXÁGONO PPSH-3315; PPSH-4015; PPSH-5015.

^{*} Parafuso Clínico Parafuso laboratorial

HEXÁGONO INTERNO

SOLUÇÃO PROTÉTICA **PARAFUSADA**

MULTI-UNIT





Altura específicapara cada pilar

PILAR TRANSMUCOSO NÃO ROTACIONAL

PTHC-3302; PTHC-3303; PTHC-3304; PTHC-3305; PTHC-3306; PTHC-4002; PTHC-4003; PTHC-4004; PTHC-4005; PTHC-4006; PTHC-5002; PTHC-5003; PTHC-5004; PTHC-5005; PTHC-5006;

- · Utilizado para próteses parafusadas múltiplas ou unitárias;
- · Confeccionado em liga de titânio;
- Possui 05 alturas de cinta: 2,0mm; 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm e 6,0mm;
- Possui 03 diâmetros: 3,3mm; 4,0mme 5,0mm;
- Aceita divergências de até 10º no eixo de inserção;
- Parafuso de fixação do Multi-Unit rosca M2, parafuso de fixação da prótese rosca M2.

CONHEÇA!







UNITÁRIO



TRANSFERENTE

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA NÃO ROTACIONAL MUITI-UNIT

TNFT-4012; TNFT-5012



TRANSFER

NÃO ROTACIONAL MULTI-UNIT TNAT-4012; TNAT-5012 Ø 4mm e Ø 5mm

MOLDEIRA ABERTA

TRANSFERENTE





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA ROTACIONAL **MULTI-UNIT** TRFT-4012; TRFT-5012



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA ROTACIONAL MULTI-UNIT

TRAT-4012; TRAT-5012

PROTETOR





TRANSMUCOSO

PPT-4004; PPT-5004

PROTETOR

MULTI-UNIT

Ø 4mm e Ø 5mm



laboratorial

ANÁLOGO

ANÁLOGO TRANSMUCOSO MUITI-UNIT

ANR-4010; ANR-5010 Ø 4mm e Ø 5mm

ANÁLOGO

Ø 4mm e Ø 5mm



digital

ANÁLOGO DIGITAL **TRANSMUCOSO** MUITI-UNIT

ADNR-4010; ADNR-5010 Ø 4mm e Ø 5mm

MANÍPULO



MANÍPULO DO ANÁLOGO DIGITAL MAD-2020

PILARES PROTÉTICOS









PROVISÓRIO NÃO ROTACIONAL MULTI-UNIT PNNR-4011; PNNR-5011





PROVISÓRIO ROTACIONAL **MULTI-UNIT** PRNR-4011; PRNR-5011 Ø 4mm e Ø 5mm







CALCINÁVEL COM LIGA CoCr NÃO **ROTACIONAL MULTI-UNIT** LNNR-4010; LNNR-5010



CALCINÁVEL COM LIGA CoCr **ROTACIONAL MULTI-UNIT** LRNR-4010; LRNR-5010 Ø 4mm e Ø 5mm





MULTI-UNIT CRNR-4010; CRNR-5010 Ø 4mm e Ø 5mm



HEXÁGONO INTERNO

SOLUÇÃO PROTÉTICA **PARAFUSADA**

MINI PILAR PADRÃO 4.8mm







MINI PILAR PADRÃO 4.8mm HI

MPPI-3510; MPPI-3520; MPPI-3530; MPPI-3540 MPPI-4010; MPPI-4020; MPPI-4030; MPPI-4040 Ø 3,3mm e Ø 4,0mm | Plataforma Ø 4,8mm | Alt.: 1,0mm; 2,0mm; 3,0mm e 4,0mm

CONHEÇA! Seletor de altura



- Utilizado para próteses parafusadas múltiplas;
- Confeccionado em liga de titânio grau V;
- Disponível para implantes: Ø 3,3mm e Ø 4,0mm;
- Possui 04 alturas de cinta: 1,0mm; 2,0mm; 3,0mm e 4,0mm;
- Plataforma padrão Ø 4,8mm;
- Acionado com a Chave Hexagonal Interna 2,0mm IMFCA-2021;
- Aceita divergências de até 25º no eixo de inserção;
- Para implantes de 5,0mm utilizar plataforma switching.

MINI PILAR PADRÃO ANGULADO 4.8mm











MINI PILAR PADRÃO ANGULADO 4.8mm HI

Ø 3,3mm / 17° TAPI-31720; TAPI-31740 Ø 4,0mm / 17° TAPI-41720; TAPI-41740

Ø 3,3mm / 30° TAPI-33020; TAPI-33040

Ø 4,0mm / 30° TAPI-43020; TAPI-43040 Ø 3,3mm e Ø 4,0mm | Plataforma Ø 4,8mm | Alt.: 2,0mm e 4,0mm | Ång.: 17° e 30°

- Utilizado para próteses parafusadas múltiplas;
- Confeccionado em liga de titânio grau V;
- Disponível para implantes : Ø 3,3mm e Ø 4,0mm;
- Possui 02 alturas de cinta: 2,0mm e 4,0mm;
- Plataforma padrão Ø 4,8mm
- Disponível nos ângulos de 17º e 30°;
- Para implantes de 5,0mm utilizar plataforma switching.

MANÍPULO MINI ANG. MMPA-4800



OBS: Os Mini Pilares Padrão 4.8mm reto e angulado compartilham da mesma linha protética por possuirem o mesmo perfil de encaixe.

TRANSFERENTES





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA TFMP-4810







MOLDEIRA ABERTA TMPA-4812

PROTETOR





clínico

PROTETOR DO MINI PADRÃO 4.8MM PMIP-4803

ANÁLOGO



laboratorial

ANÁLOGO DO MINI PADRÃO 4.8MM AMPP-4810 Ø 4,8mm

ANÁLOGO



ANÁLOGO DIGITAL DO MINI PADRÃO 4.8MM ADMP-4810 Ø 4,8mm

MANÍPULO



MANÍPULO DO ANÁLOGO DIGITAL MAD-1414

PILARES PROTÉTICOS





PROVISÓRIO DO MINI PADRÃO PMPP-4810 Ø 4.8mm





UCLA CoCr DO MINI PADRÃO LMPP-4810 Ø 4.8mm





UCLA PLÁSTICO DO MINI PADRÃO CMPP-4810



HEXÁGONO INTERNO

SOLUÇÃO PROTÉTICA OVERDENTURE

PILAR O'RING





Utilizar Chave Quadrada Interna 3,0mm IQMCA-3021

PILAR DE RETENÇÃO O'RING

 $PRO-3301; PRO-3302; PRO-3303; PRO-3304; PRO-3305; PRO-3306\\ PRO-4001; PRO-4002; PRO-4003; PRO-4004; PRO-4005; PRO-4006\\ PRO-5001; PRO-5002; PRO-5003; PRO-5004; PRO-5005; PRO-5006\\ \emptyset 3,3mm; \emptyset 4,0mm e \emptyset 5,0mm | Alt: 1,0mm; 2,0mm; 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm e 6,0mm \\ \end{pmatrix}$

PILAR O'RING PERSONALIZÁVEL



MINI PILAR DE RETENÇÃO O'RING CALCINÁVEL MPPO-3010

CÁPSULA FÊMEA O'RING



MINI FÊMEA O´RING MEOR-4140

ESPAÇADORES



ANEL ESPAÇADOR EPRO-0001



CÁPSULA ESPAÇADORA PROC-0405

ANEL O'RING




ANÉL O RING BMOR-6497

¹O torque máximo é um valor de segurança para que se preserve a integridade da peç


MODO DE USAR

- 1 Remover o Cicatrizador instalado sobre o implante osseointegrável;
- 2 Instalar o **Pilar de Retenção O´ring** com cinta transmucosa da mesma altura da fibromucosa, utilizando as Chaves de Instalação de Corpo Único (IQMCA-3021);
- 3 Acoplar ao Pilar de Retenção a Cápsula Espaçadora do Pilar de Retenção O'ring (PROC-0405) e moldar de maneira que a mesma fique acoplada no molde;
- 4 Remover do molde o cilindro plástico e vazar o gesso;
- 5 Obtido o modelo de trabalho, conduzir a confecção da prótese de acordo com as técnicas atuais:
- 6 Finalizada a confecção da prótese, ainda sem os retentores, instalar a prótese no paciente e ajustá-la, ao longo de tantas seções quantas forem necessárias.



CAPTURA DA MINI CÁPSULA DE RETENÇÃO (FÊMEA)

- 1 Acoplar sobre o Pilar de Retenção O'ring o **Anel Espaçador** (EPRO-0001) e a Mini Cápsula de Retenção (MFOR-4140)
- 2 Colocar a prótese em posição e verificar se seu assentamento e conforto está adequado.
- 3 Preencher o nicho existente na prótese (destinado a receber a Mini Cápsula de Retenção do O´ring) com resina auto polimerizante, numa consistência fluida.



- 4 Levar a prótese em posição. Pedir ao paciente para ocluir, mantendo a prótese em posição e aquardar a polimerização da resina.
- 5 Retirar a prótese. Se houver, remover os excessos de resina junto a cápsula metálica de retenção e efetuar o acabamento.
- 6 Retirar o espaçador do pilar de retenção, instalar a prótese e fazer seu ajuste final.

A sua instalação será bem sucedida mantendo os padrões indicados acima.



COMPONENTES CAD/CAM **HEXÁGONO INTERNO | HI**

CORPO DE ESCANEAMENTO HI



Direto no implante





CORPO DE ESCANEAMENTO JHI-3512

Corpo de Escaneamento produzido em Liga de Titânio Grau V. O único do mercado com registro na ANVISA, o que permite a utilização clínica para escaneamento intra-oral.

Ti-BASE

O Ti-BASE Medens garante a precisão de encaixe junto ao implante nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM. Produzido em Liga de Titânio Grau V.

Utilizado para: implante Colosso Evolution Hexágono Interno

Ø 4,0 / 5,0

Disponível em: 2 diâmetros: 3,3mm | 4,0mm 1 altura de cimentação: 4,0mm



Ti-BASE NÃO ROTACIONAL | HI




DIÂMETROS



Ø 3,3

Os Ti-BASES de 4,0mm podem ser utilizados para implantes de diâmetros 4,0 e 5,0mm (Plataforma Switching)



É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses unitárias.

Ti-BASE ROTACIONAL | HI





LKRLSI-4004

É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses múltiplas.

PARAFUSO

LKRLSI-3504







PARAFUSO DE FIXAÇÃO

PPP-2085

Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M2 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE) e laboratorial (Corpo de Escaneamento)



COMPONENTES CAD/CAM TRANSMUCOSO MULTI-UNIT

CORPO DE ESCANEAMENTO MULTI-UNIT



Sobre o pilar





CORPO DE ESCANEAMENTO JNRMU-4012

Corpo de Escaneamento produzido em Liga de Titânio Grau V. O único do mercado com registro na ANVISA, o que permite a utilização clínica para escaneamento intra-oral.

Ti-BASE

O Ti-BASE Medens garante a precisão de encaixe junto ao implante nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM. Produzido em Liga de Titânio Grau V.

Utilizado para: Transmucoso Multi-Unit Novo Colosso

Disponível em: Diâmetro: 4,0mm 1 altura de cimentação: 4,0mm



Ti-BASE NÃO ROTACIONAL Multi-Unit



DIÂMETROS Ø 4,0 / 5,0



Os Ti-BASES de 4,0mm podem ser utilizados para implantes de diâmetros 4,0 e 5,0mm (Plataforma Switching) É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses unitárias.



LKLNNR-4005

Ti-BASE ROTACIONAL Multi-Unit



DIÂMETROS $\emptyset 4,0 / 5,0$

> Os Ti-BASES de 4,0mm podem ser utilizados para implantes de diâmetros 4,0 e 5,0mm (Plataforma Switching)



LKLRNR-4005

É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses múltiplas.

PARAFUSO





PARAFUSO DE FIXAÇÃO PPT-2005



Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M2 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE) e laboratorial (Corpo de Escaneamento)





COMPONENTES CAD/CAM MINI PILAR PADRÃO 4.8mm

CORPO DE ESCANEAMENTO MINI PILAR PADRÃO RETO E ANGULADO



Sobre o pilar





CORPO DE ESCANEAMENTO JMPP-4812

Corpo de Escaneamento produzido em Liga de Titânio Grau V. O único do mercado com registro na ANVISA, o que permite a utilização clínica para escaneamento intra-oral.

Ti-BASE

O Ti-BASE Medens garante a precisão de encaixe junto ao implante nas coroas personalizadas produzidas em sistemas CAD/CAM. Produzido em Liga de Titânio Grau V.

Utilizado para: Mini Pilar Padrão 4.8mm

Ti-BASE ROTACIONAL Mini Pilar Padrão 4.8mm



DIÂMETROS Ø 4,8



LKLMPP-4805

É recomendado o uso de Ti-BASE para próteses múltiplas.

▲ UTILIZAÇÃO SEM Ti-BASE

Disponível em:

Diâmetro: 4,8mm

1 altura de cimentação: 4,0mm

Conexão pode ser usinada juntamente com a coroa, opção disponível na bibilioteca oficial.

PARAFUSO





PARAFUSO DE FIXAÇÃO PMRP-1404



Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M1.4 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE) e laboratorial (Corpo de Escaneamento)



COMPONENTES | CAD/CAM | 4C

НІ

Ti-BASE







O design do Ti-Base foi desenvolvido para compatibilidade aos equipamentos Sirona



Contam com diferentes alturas de cinta para proporcionar o melhor resultado estético



Agilidade no workflow do consultório oferecendo ao paciente a possibilidade da restauração rápida e estética com tranquilidade



Possilita o scaneamento intra-oral com scanbody sobre o

É recomendado adquirir Scanbody Sirona referência NBB 3.4 L Scanbodies for Bluecam L - SIRONA REF.6431303 Scanbodies for Omnicam L - SIRONA REF.6431329

TI-BASE 4C | HEXÁGONO INTERNO | Ø 3,3mm

ALTURA DE CINTA







0

TBI-3300







TI-BASE 4C | HEXÁGONO INTERNO | Ø 4,0mm

ALTURA DE CINTA



0











SCANPOST





PARAFUSO



Parafuso de Liga de Titânio Grau V com rosca M0 Acionado através das Chaves Hexagonais de 1,2mm Utilizado para fixação clínica (Ti-BASE).







Os produtos neste catálogo foram desenvolvidos integrando conceitos clínicos, mecânicos e biológicos, sendo assim, para melhores resultados, deve ser utilizado somente com componentes associados originais de acordo com as instruções e recomendações da Medens.

O Sistema se caracteriza por projetos complementares, ou seja, a broca do kit cirúrgico tem a geometria e gravações correspondentes aos implantes da Medens, que por sua vez tem encaixes projetados para melhor adaptação aos componentes Medens.

Essa complementaridade nos projetos oferecem ao cirurgião dentista segurança e previsibilidade nos resultados, ao substituir um ou mais itens desse conjunto por peças não originais o resultado de seu trabalho fica comprometido e imprevisível.

O processo produtivo da Medens conta com tecnologia de última geração em microusinagem, rígido controle de qualidade e processos controlados para assegurar precisão e excelência em todos os produtos que fabrica.

A Medens segue os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade, de acordo com as normas, ISO13485, MDD 93/42/EEC e RDC-16 (ANVISA) que garantem rigor nos procedimentos e controle de todos os seus produtos.

Em nossos produtos você encontra:

- Matéria-prima de qualidade e procedência
- Resistência mecânica adequada
- Compatibilidade e adaptação superior
- Produtos desenvolvidos com base científica
- Rígido controle de qualidade
- Procedência garantida e tranquilidade para seu paciente



KIT CIRÚRGICO



KIT CIRÚRGICO

280-001

Com estojo mais leve e de fácil manuseio, tornando também o kit muito mais versátil, prático e didático.

Assim, apresentamos a melhor relação custo-benefício do mercado.

Associado a conhecimento técnico e pesquisas cientificas, a Medens priorizou a versatilidade e praticidade que caracteriza todo o sistema.

O kit cirúrgico permite a instalação de todas as linhas de implantes Medens, HIS (Cone morse 11,5°), Novo Colosso (Hexágono interno e Cone morse 10°) e a linha Evolition (Hexágono interno). O que caracteriza um kit cirúrgico completo.


Com instrumentos essenciais para a execução do primeiro tempo cirúrgico, vem acompanhado de chaves e intermediários em três tamanhos: Curto, Média e Longa para a inserção dos implantes do sistema em qualquer condição clínica.

| 1 | Estojo Kit Cirúrgico | 280-901 | 1 Macho de Rosca Ø3,4mm |
|---|---------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1 | Torquímentro | 270-701 | 1 Macho de Rosca Ø3,9mm |
| | ' | | 1 Macho de Rosca Ø4,9mm |
| 1 | Prolongador de brocas | 270-200 | 1 Chave Hexagonal 2,0mm Curta |
| 1 | Montador mini pilar ângulado | 270-130 | 1 Chave Hexagonal 2,0mm Média |
| 1 | Parafuso Saca Pilar - Novo Colosso | 170-610 | 1 Chave Hexagonal 1,2mm Curta |
| 1 | Parafuso Saca Pilar - HIS | 270-611 | 1 Chave Hexagonal 1,2mm Média |
| 2 | Paralelômetro e Profundímetro Ø3,5mm | 270-301 | , |
| 2 | Paralelômetro e Profundímetro Ø4,0mm | 270-302 | 1 Chave Hexagonal 1,2mm Longa |
| 2 | Paralelômetro e Profundímetro Ø5,0 mm | 270-303 | 1 Chave de Instalação CM 2,0mm Cu |
| 1 | Broca Lança Ø2,0mm | 270-211 | 1 Chave de Instalação CM 2,0mm Me |
| 1 | Broca Implante Ø2,9mm | 270-212 | 1 Chave de Instalação CM 2,0mm Lo |
| 1 | ' | 270-212 | 1 Chave de Instalação HE 2,1mm Cu |
| | Broca Implante Ø3,5mm Sub | | 1 Chave de Instalação HE 2,1mm Mé |
| 1 | Broca Implante Ø3,5mm | 270-214 | 1 Chave de Instalação HE 2,1mm Lor |
| 1 | Broca Implante Ø4,0mm Sub | 270-215 | 1 Chave de Instalação HI 2,4mm Cur |
| 1 | Broca Implante Ø4,0mm | 270-216 | 1 Chave de Instalação HI 2,4mm Méd |
| 1 | Broca Implante Ø5,0mm Sub | 270-217 | |
| 1 | Broca Implante Ø5,0mm | 170-218 | 1 Chave de Instalação HI 2,4mm Lon |
| | | | 1 Engrenagem e Chave Bidigital |

| 1 | Macho de Rosca Ø3,4mm | 270-480 |
|---|------------------------------------|---------|
| 1 | Macho de Rosca Ø3,9mm | 270-481 |
| 1 | Macho de Rosca Ø4,9mm | 270-482 |
| 1 | Chave Hexagonal 2,0mm Curta | 271-041 |
| 1 | Chave Hexagonal 2,0mm Média | 271-042 |
| 1 | Chave Hexagonal 1,2mm Curta | 271-111 |
| 1 | Chave Hexagonal 1,2mm Média | 270-112 |
| 1 | Chave Hexagonal 1,2mm Longa | 270-113 |
| 1 | Chave de Instalação CM 2,0mm Curta | 270-014 |
| 1 | Chave de Instalação CM 2,0mm Média | 270-015 |
| 1 | Chave de Instalação CM 2,0mm Longa | 270-016 |
| 1 | Chave de Instalação HE 2,1mm Curta | 270-021 |
| 1 | Chave de Instalação HE 2,1mm Média | 270-022 |
| 1 | Chave de Instalação HE 2,1mm Longa | 270-023 |
| 1 | Chave de Instalação HI 2,4mm Curta | 270-031 |
| 1 | Chave de Instalação HI 2,4mm Média | 270-032 |
| 1 | Chave de Instalação HI 2,4mm Longa | 270-033 |
| 1 | Engrenagem e Chave Bidigital | 270-702 |
| | | |



KIT GUIDE



KIT GUIDE

EKG-6290

O Kit Guide Medens foi desenvolvido através de parcerias com renomados parceiros, professores, usuários e centros de planejamento de cirurgia guiada.

Os instrumentos que compõe o Kit permitem a instalação dos implantes Medens modelos: CM, HE e HI nos diâmetros de 3,3mm; 3,5mm; 4,0mm e 4,1mm.

Um kit realmente completo com todos os instrumentais necessários para o bom desempenho do ato cirúrgico.

| 1 | Sonda exploradora Guide | SEG-1515 |
|---|--|----------|
| 1 | Guia de broca ø2,0mm | GG-2020 |
| 1 | Guia de broca ø2,8 / ø3,2mm estreita | GEG-2832 |
| 1 | Guia de broca ø2,8 / ø3,2mm regular | GRG-2832 |
| 1 | Guia de broca ø3,5 / ø3,8mm regular | GRG-3538 |
| 1 | Broca do pino de fixação ø1,3mm | BFG-1335 |
| 4 | Pino de fixação de guia cirúrgico | PFG-1323 |
| 1 | Broca lança ø2,0mm Guide | BLG-2021 |
| 1 | Broca curta ø2,5/ 2,8mm Guide | BCG-2528 |
| 1 | Broca curta ø2,8/ 3,2mm Guide | BCG-2832 |
| 1 | Broca curta ø3,2/ 3,5mm Guide | BCG-3235 |
| 1 | Broca curta ø3,5/ 3,8mm Guide | BCG-3538 |
| 1 | Broca longa ø2,5/ 2,8mm Guide | BLG-2528 |
| 1 | Broca longa ø2,8/ 3,2mm Guide | BLG-2832 |
| 1 | Broca longa ø3,2/ 3,5mm Guide | BLG-3235 |
| 1 | Broca longa ø3,5/ 3,8mm Guide | BLG-3538 |
| 1 | Expansor de osso c/ rosca ø3,2mm curto | ECG-3200 |
| 1 | Expansor de osso c/ rosca ø3,8mm curto | ECG-3800 |

| 1 | Expansor de osso c/ rosca ø3,2mm longo | ELG-3200 |
|---|--|-----------|
| 1 | Expansor de osso c/ rosca ø3,8mm longo | ELG-3800 |
| 1 | Chave de instalação estreita curta CM | CECG-2020 |
| 1 | Chave de instalação regular curta CM | CRCG-2020 |
| 1 | Chave de instalação estreita longa CM | CELG-2020 |
| 1 | Chave de instalação regular longa CM | CRLG-2020 |
| 1 | Chave de instalação estreita curta HE | CECG-2121 |
| 1 | Chave de instalação regular curta HE | CRCG-2121 |
| 1 | Chave de instalação estreita longa HE | CELG-2121 |
| 1 | Chave de instalação regular longa HE | CRLG-2121 |
| 1 | Chave de instalação estreita curta HI | CECG-2424 |
| 1 | Chave de instalação regular curta HI | CRCG-2424 |
| 1 | Chave de instalação estreita longa HI | CELG-2424 |
| 1 | Chave de instalação regular longa HI | CRLG-2424 |
| 1 | Chave hexagonal curta - hex. 1,2 mm | IHC-1214 |
| 1 | Chave hexagonal longa - hex. 1,2 mm | ILCA-1226 |
| 1 | Engrenagem e Chave Bidigital | ECB-0415 |
| 1 | Torquímetro Universal 80N | CTQ-0480 |




FIXAÇÃO DO GUIA CIRÚRGICO

Broca utilizada para perfuração onde será colocado o Pino de Fixação do Guia Cirúrgico.



Para garantir a estabilidade, o Fixador de Guia deve ser posicionado em uma área com qualidade óssea adequada e suficiente. A Anilha Medens para o Fixador de Guia deve ter ao seu redor quantidade suficiente do material do guia cirúrgico, para uma retenção adequada. Além disso, o número de Fixadores de Guia deve ser adaptado à anatomia do paciente, ao tipo de guia cirúrgico utilizado e ao número e posicionamento dos implantes (para exemplos de posições recomendadas, observe as figuras).



Os Fixadores de Guia Medens Guide foram desenhados para assegurar a estabilidade e fixação do guia cirúrgico. Eles são utilizados para manter o guia cirúrgico em sua posição, do início ao fim da cirurgia.







Velocidade de perfuração: 500-800 rpm. Não é necessário o uso de guia de brocas para a perfuração para os fixadores de guia.

Utilize a técnica de perfuração intermitente, até o stop da broca 1.3mm. Após a osteotomia, introduza totalmente o fixador de guia, até o stop.

 $Nota: Este \ procedimento \ n\~ao\'e necess\'ario \ em \ todos \ os \ casos, \ mas\'e especialmente \ indicado \ em \ pacientes \ ed\ entulos \ totais$




BROCAS GUIDE DIAMOND

As brocas Guide Diamond, revestidas em DLC, foram concebidas exclusivamente para o procedimento cirúrgico guiado, utilizando o guia cirúrgico associado as Anilhas Medens Guide. As brocas devem ser utilizadas conjuntamente com os guias de brocas correspondentes e as anilhas fixadas no guia cirúrgico.


Revestimento DLC

As Brocas Guide recebem a aplicação de um fino revestimento (espessura 0.5µm a 4µm) em carbono amorfo que confere coloração escura sobre a superfície cortante. Este filme tem como finalidades principais:

- Aumento da resistência à oxidação;
- Redução do atrito entre a broca e o osso:
- Aumento da resistência ao desgaste;
- Redução do calor gerado no osso durante a osteotomia;
- Otimização da visualização das marcações de altura.



COMPARATIVO BROCAS DIAMOND CONVENCIONAIS X BROCAS DIAMOND GUIDE





GUIA DE BROCAS

Os Guias de Broca (estreita e regular) são de simples manipulação, sendo identificados por gravações e codificados por cor possuindo compatibilidade com o diâmetro da broca a ser utilizada.

Com um desenho ergonômico, os Guias de Brocas Medens Guide se baseiam no conceito de redução da anilha. A bucha do guia de brocas é inserido na anilha fixada no guia cirúrgico.

| | Referência | Anilha | Cor | Diâmetro externo (mm) | Diâmetro interno (mm) |
|--|------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Control of the last of the las | GG-2020 | Estreita Regular | LilásAmarelo | Ø3,7 Ø5,0 | Ø2,0 Ø2,0 |
| On the state of the last | GEG-2832 | Estreita | ● Lilás | Ø3,7 Ø3,7 | Ø2,8 Ø3,2 |
| On the state of th | GRG-2832 | Regular | Amarelo | Ø5,0 Ø5,0 | Ø2,8 Ø3,2 |
| to death of the | GRG-3538 | Regular | Amarelo | Ø5,0 Ø5,0 | Ø3,5 Ø3,8 |



EXPANSOR DE OSSO COM ROSCA

DIFERENCIAL

Confeccionados em aço cirúrgico inoxidável temperado e indicados para a abertura do alvéolo cirúrgico através do processo de expansão óssea e compactação lateral com a técnica de cirurgia guiada, antes da instalação de implantes Ø3,3mm / 3,5mm / Ø4,0mm / Ø4,1mm com leito delgado de osso tipo III e IV.





SONDA EXPLORADORA GUIDE

Produzida em aço cirúrgico inoxidável é utilizada para sondagem de tecido mole e duro.



A gravação da sonda acompanha gravação da broca longa.

(Compensação de 11mm nas alturas de gravação)




A sondagem para verificação de altura deverá ser realizada com a guia de broca.



ANILHAS

O sistema Medens Guide dispõe de dois modelos de anilhas para confecções do guia cirúrgico de acordo com a distância mésio-distal.



| Modelo | Indicação de Uso | Diâmetro Stop [A] | Diâmetro Interno [B] | Diâmetro Externo [C] | Altura Stop [D] | Altura Total [E] |
|----------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| ARG-5060 | Instalação de implantes: Implante CM Ø3,5 e Ø4,0 Implante HE Ø3,5 e Ø4,1 Implante HI Ø3,3 e Ø4,0 | Ø7,0 | Ø5,0 | Ø6,0 | 0,5 | 4 |
| AEG-3740 | Instalação de implantes: CM Ø3,5 HE Ø3,5 HI Ø3,3 Em regiões de espaço mesiodistal reduzido. | Ø5,0 | Ø3,7 | Ø4,0 | 0,5 | 4 |


Nota: As anilhas não compõem o Kit cirúrgico! São utilizadas profissional irá confeccionar o quia cirúrgico prototipado. E são adquiridas separadamente.

POSICIONAMENTO DAS ANILHAS

⚠ Importante para confecção da guia cirúrgica

O Sistema Medens Guide oferece um posicionamento diferenciado da anilha, simplificando o procedimento cirúrgico. A porção inferior de todas as Anilhas Medens Guide fica posicionada 5mm acima do topo do implante. O posicionamento correto da Anilha Medens Guide assegura a compatibilidade de todos os Instrumentos Medens Guide.

- A capacidade de abertura de boca do paciente deve ser a suficiente para acomodar os instrumentos da cirurgia guiada.
- Observe a firme fixação das anilhas no guia cirúrgico.
- Cargas laterais e axiais nas anilhas devem ser evitadas, para assegurar a sua retenção adequada no guia cirúrgico.
- Previamente ao início dos procedimentos cirúrgicos, avalie o encaixe e a estabilidade do guia cirúrgico no modelo e na boca do paciente, e também o tamanho e a localização das aberturas de irrigação, após recebê-lo do fabricante. Verifique se a posição e a orientação das anilhas no guia cirúrgico correspondem com o planejamento pré-operatório. Cheque a documentação (se disponível) enviada pelo fabricante do guia cirúrgico.
- As anilhas podem interferir no encaixe do guia cirúrgico no modelo de gesso, neste caso, avalie o encaixe na boca do paciente.






A anilha deve ser selecionada de acordo com a distância mésio-distal e o tipo do implante. Durante o planejamento digital, a localização das anilhas deve ser avaliada para evitar colisões. O Sistema Medens Guide oferece duas opções de diâmetros de anilhas para otimizar o seu posicionamento:

- A Anilha Regular, Implantes Ø3,3/3,5mm e Ø4,0/4,1mm
- B Anilha Estreita, Implantes Ø3,3 e 3,5mm

Previamente ao início dos procedimentos cirúrgicos, avalie o encaixe e a estabilidade do guia cirúrgico no modelo e na boca do paciente, e também o tamanho e a localização das aberturas de irrigação, após recebê-lo do fabricante. Verifique se a posição e a orientação das anilhas no guia cirúrgico correspondem com o planejamento pré-operatório. Cheque a documentação (se disponível) enviada pelo fabricante do guia cirúrgico.

As anilhas podem interferir no encaixe do guia cirúrgico no modelo de gesso, neste caso, a avalie o encaixe na boca do paciente.



A escolha da anilha deve levar em consideração o espaço interdental.

A anilha estreita pode ser usada para evitar colisão com outras anilha em espaços interdentais estreitos.

Anilha Estreita ● Lilás Anilha Regular ● Amarelo












CONCEITO DE PERFURAÇÃO X INSTALAÇÃO

O protocolo de perfuração deve seguir as marcações das brocas (pág.45).

A instalação dos implantes devem ser realizadas preferencialmente com as chaves de instalação curtas (estreitas/regulares) para garantir a referência vertical.

O protocolo abaixo é o recomendado, desde que a altura do posicionamento padrão das anilhas Medens (pág.49) seja utilizado.





As chaves de instalações longas possuem marcações de 1,5mm para referência caso a altura de posicionamento seja alterada.

*Chaves longas na altura de referência padrão equivalente ao batente da chave curta. (vide pág. 15, 16 e 17)


**A partir do implante 11,5mm de altura somente perfuração com broca longa.



CHAVES DE INSTALAÇÃO GUIDE CONE MORSE 2,0MM

CHAVES DE INSTALAÇÃO GUIDE CONE MORSE 2,0MM


- · Confeccionadas em aço inoxidável temperado;
- Disponível em 2 tamanhos: curta e longa;
- Disponível em 2 diâmetros: estreita e regular;
- Coletam os implantes Cone Morse da embalagem;
- São acionadas por engrenagem/chave bidigital, torquímetro, ou contra-ângulo para dar continuidade à colocação do implante.





CHAVES DE INSTALAÇÃO GUIDE - HEXÁGONO EXTERNO 2,1MM


- · Confeccionadas em aço inoxidável temperado;
- Disponível em 2 tamanhos: curta e longa;
- Disponível em 2 diâmetros: estreita e regular;
- Coletam os implantes Hexágono Externo da embalagem;
- São acionadas por engrenagem/chave bidigital, torquímetro ou contra-ângulo para dar continuidade à colocação do implante.





CHAVES DE INSTALAÇÃO GUIDE - HEXÁGONO INTERNO 2,4MM


- Confeccionadas em aço inoxidável temperado;
- Disponível em 2 tamanhos: curta e longa;
- Disponível em 2 diâmetros: estreita e regular;
- Coletam os implantes Hexágono Interno da embalagem;
- São acionadas por engrenagem/chave bidigital, torquímetro ou contra-ângulo para dar continuidade à colocação do implante.





CHAVES HEXAGONAIS 1,2MM

- Confeccionadas em aço inoxidável temperado;
- Disponível em 2 tamanhos: curta e longa;
- Destinadas ao acionamento dos parafusos clínicos e laboratoriais;
- · São acionadas por engrenagem/chave bidigital ou torquímetro para dar continuidade à colocação do implante.





KIT EASY DRILL



O Kit Easy Drill é produzido em Liga de Titânio Grau V especialmente desenvolvido para realizar com maior precisão a perfuração do alvéolo artificial com a profundidade determinada previamente.

| 1 | Easy Drill Ø 2,5 x 6 mm | SDP-2506 |
|---|----------------------------|----------|
| 1 | Easy Drill Ø 2,5 x 7 mm | SDP-2507 |
| 1 | Easy Drill Ø 2,5 x 8,5 mm | SDP-2508 |
| 1 | Easy Drill Ø 2,5 x 10 mm | SDP-2510 |
| 1 | Easy Drill Ø 2,5 x 11,5 mm | SDP-2511 |
| 1 | Easy Drill Ø 2,5 x 13 mm | SDP-2513 |
| 1 | Easy Drill Ø 2,5 x 14,5 mm | SDP-2514 |
| 1 | Easy Drill Ø 2,5 x 16 mm | SDP-2516 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,2 x 6 mm | SDP-3206 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,2 x 7 mm | SDP-3207 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,2 x 8,5 mm | SDP-3208 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,2 x 10 mm | SDP-3210 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,2 x 11,5 mm | SDP-3211 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,2 x 13 mm | SDP-3213 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,2 x 14,5 mm | SDP-3214 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,2 x 16 mm | SDP-3216 |

| 1 | Easy Drill Ø 3,8 x 6 mm | SDP-3806 |
|---|----------------------------|----------|
| 1 | Easy Drill Ø 3,8 x 7 mm | SDP-3807 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,8 x 8,5 mm | SDP-3808 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,8 x 10 mm | SDP-3810 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,8 x 11,5 mm | SDP-3811 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,8 x 13 mm | SDP-3813 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,8 x 14,5 mm | SDP-3814 |
| 1 | Easy Drill Ø 3,8 x 16 mm | SDP-3816 |
| 1 | Easy Drill Ø 4,8 x 6 mm | SDP-4806 |
| 1 | Easy Drill Ø 4,8 x 7 mm | SDP-4807 |
| 1 | Easy Drill Ø 4,8 x 8,5 mm | SDP-4808 |
| 1 | Easy Drill Ø 4,8 x 10 mm | SDP-4810 |
| 1 | Easy Drill Ø 4,8 x 11,5 mm | SDP-4811 |
| 1 | Easy Drill Ø 4,8 x 13 mm | SDP-4813 |
| 1 | Easy Drill Ø 4,8 x 14,5 mm | SDP-4814 |
| 1 | Easy Drill Ø 4,8 x 16 mm | SDP-4816 |
| | | |

*Easy Drill é utilizado somento com as para brocas MEDENS apropriadas





KIT PROTÉTICO

EKP-4490

O Kit Protético se apresenta como o mais completo do mercado, pois, conta com o Torquímetro, chaves protéticas do sistema Medens e uma grande variedade das chaves mais utilizadas no mercado em um único Kit.

VERSATILIDADE

O Kit Protético possui chaves que podem ser utilizadas bidigitalmente, com torquímetro ou contra ângulo.

| 1 | Chave Hexagonal 0,9mm | IMCA-0921 |
|---|--|------------|
| 1 | Chave Hexagonal 1,2mm Curta | IHC-1214 |
| 1 | Chave Hexagonal 1,2mm Média | IMCA-1221 |
| 1 | Chave Hexagonal 1,2mm Longa | ILCA-1226 |
| 1 | Chave Hexagonal 1,6mm | IMCA-1621 |
| 1 | Chave Hexagonal Interna 2,0mm | IMFCA-2021 |
| 1 | Chave Hexagonal Interna 2,5mm | IMFCA-2521 |
| 1 | Chave Quadrada 1,3 mm | IQMCA-1321 |
| 1 | Chave de Instalação Quadrada 2,0mm Curta | IQC-2014 |
| 1 | Chave de Instalação Quadrada 2,0mm Média | IQMCA-2021 |
| 1 | Chave Quadrada Interna 3,0mm | IQMCA-3021 |
| 1 | Chave de Fenda 0,4mm | IFMCA-0321 |
| 1 | Chave Torx 1,6mm | ITMCA-1721 |
| 1 | Prolongador de Brocas | PB-2905 |
| 1 | Parafuso Saca Pilar | PSPM-1620 |
| 1 | Seletor de Altura HI, HE | TCE-2160 |
| 1 | Seletor de Altura CM | TCM-2060 |
| 1 | Torquímetro Universal | TQ-0480 |
| | | |



KIT COMPACTADOR DE OSSO



KIT COMPACTADOR DE OSSO

KCO-2807A9

Os compactadores são utilizados para elevação do assoalho do seio maxilar.

Produzidos em aço inoxidável temperado, possuem parte ativa côncava e diâmetros progressivos, utilizados em conjunto com a chave de mão e martelo cirúrgico.

O Kit acompanha estojo autoclavável.

Disponível em 4 diâmetros: 2,0/3,0mm | 2,8/3,7mm | 3,2/4,2mm | 4,0/5,0mm

Marcação do diâmetro na lateral de cada instrumento.

Utilizado com a chave de mão (vendido separadamente).

Ponta do Compactador - Ø 2,0mm - 3,0mm
 Ponta do Compactador - Ø 2,8mm - 3,7mm
 Ponta do Compactador - Ø 3,2mm - 4,2mm
 Ponta do Compactador - Ø 4,0mm - 5,0mm



KIT EXPANSOR DE OSSO



KIT EXPANSOR DE OSSO

KEO-2807A9

Os expansores são utilizados em locais de baixa densidade óssea para promover melhor estabilidade primária ou na técnica da expansão cirúrgica do rebordo alveolar.

Produzidos em aço inoxidável temperado, possuem parte ativa convexa e diâmetros progressivos, utilizado quando a espessura do osso é delgada, executando sob pressão a expansão óssea para a colocação do implante .

O Kit acompanha estojo autoclavável.

Disponível em 6 diâmetros: 2mm | 2,5mm | 3mm | 3,5mm | 4,0mm | 4,5mm

Marcação do diâmetro na lateral de cada instrumento.

Utilizado com a chave de mão (vendido separadamente).

| 1 | Ponta do Expansor - Ø 2,0mm | PEXP-2070 |
|---|-----------------------------|-----------|
| 1 | Ponta do Expansor - Ø 2,5mm | PEXP-2570 |
| 1 | Ponta do Expansor - Ø 3,0mm | PEXP-3070 |
| 1 | Ponta do Expansor - Ø 3,5mm | PEXP-3570 |
| 1 | Ponta do Expansor - Ø 4,0mm | PEXP-4070 |
| 1 | Ponta do Expansor - Ø 4,5mm | PEXP-4570 |
| | | |



KIT EXPANSOR DE OSSO COM ROSCA



KIT EXPANSOR DE OSSO COM ROSCA

KEOR-2807A9

Os expansores são utilizados em locais de baixa densidade óssea para promover melhor estabilidade primária ou na técnica da expansão cirúrgica do rebordo alveolar.

Produzidos em aço inoxidável temperado, possuem parte ativa convexa com rosca são utilizados juntamente com o torquímetro para facilitar a inserção em regiões de difícil acesso.

O Kit acompanha estojo autoclavável.

Disponível em 6 diâmetros: 2mm | 2,5mm | 3mm | 3,5mm | 4,0mm | 4,5mm

Marcação a laser do diâmetro na base de cada instrumento e na extremidade com rosca, correspondentes ás alturas dos implantes.

| 1 | Expansor de Osso com Rosca - Ø 4,5mm | EXPR-4525 |
|---|--------------------------------------|-----------|
| 1 | Expansor de Osso com Rosca - Ø 4,0mm | EXPR-4025 |
| 1 | Expansor de Osso com Rosca - Ø 3,5mm | EXPR-3525 |
| 1 | Expansor de Osso com Rosca - Ø 3,0mm | EXPR-3025 |
| 1 | Expansor de Osso com Rosca - Ø 2,5mm | EXPR-2525 |
| 1 | Expansor de Osso com Rosca - Ø 2,0mm | EXPR-2025 |



BROCAS DIAMOND

Confeccionadas em açoinoxidável temperado, as brocas da Medens, proporcionam uma perfeita perfuração. Com diâmetros escalonados e perfil igual a macroestrutura dos implantes Medens gera menos atrito, consequentemente menos calor, oferecendo ao cirurgião dentista muito mais segurança no ato cirúrgico.






Marcações a laser que fazem referência aos comprimentos dos implantes

TORQUÍMETROS

O torquímetro vem com engranagem removível, que pode ser utilizada como chave bidigital. A engrenagem possui dois encaixes, de uma lado um encaixe compatível com contra ângulo e do outro lado tem o encaixe quadrado padrão universal de 3.9mm. Com haste graduada de 10N.cm e 80N.cm e marcação angulada, facilita a mensuração do toque cirúrgico e protético. Pode ser utilizada como chave de catraca, torquímetro, chave bidigital de acordo com cada necessidade clínica.







MONTADOR DO PILAR ANGULADO

Utilizado para transportar e auxiliar a colocação e instalação do pilar em boca.

MONTADOR 270-130





CHAVE HEXAGONAL 2.0

Utilizada para a instalação do Mini Pilar Padrão 4.8mm

CURTA 270-041

MÉDIA 270-042



PROLONGADOR DE BROCA E CHAVES DE INSTALAÇÃO

Permite aumentar o comprimento das brocas/intermediários, viabilizando acesso em regiões onde a cabeça do contra ângulo não pode atuar por sua impacção nos dentes adjacentes. PROLONGADOR 270-200

Obs: Ao executar a perfuração com o prolongador, a broca deve ser sempre retirada do alvéolo em rotação (cirúrgicos e laboratoriais).

STOP FALL

Os componentes protéticos HIS possuem uma rosca interna que permite i oré-rosqueamento do parafuso, evitando que ele caia durante o movimento de instalação da prótese.



Rosca para utilização do sistema Stop Fall e Saca Pilar



Gire o parafuso até que sua extremidade apareça na saída do componente. Neta pposição, o parafuso fica seguro, sem risco de queda.



Finalize o aperto do parafuso no implante, utilizando o torque recomendado, garantido a estabilidade do conjunto.



CHAVE HEXAGONAL 1.2mm

Conectadas a engrenagem/chave bidigital, torquímetro ou contra ângulo, aciona todos os parafusos do Sistema. (cirúrgicos e laboratoriais).

CURTA MÉDIA LONGA 270-111 270-112 270-113



CHAVE DE INSTALAÇÃO CM / HIS 2.0mm

Conectadas a engrenagem/chave bidigital, torquímetro ou contra ângulo, aciona todos os parafusos do Sistema. (cirúrgicos e laboratoriais)

CURTA MÉDIA LONGA 271-014 271-015 271-016



CHAVE HEXAGONAL 1.2mm

Coletam os implantes Hexágono Externo da embalagem e são acionados por engrenagem/chave bidigital, torquímetro, ou contra ângulo para dar continuidade à colocação do implante.

CURTA MÉDIA LONGA 270-021 270-022 270-023



CHAVE DE INSTALAÇÃO HI 2.4mm

Coletam os implantes Evolution Hexágono Interno da embalagem e são acionados por engrenagem/chave bidigital, torquímetro, ou contra ângulo para dar continuidade à colocação do implante

CURTA MÉDIA LONGA 270-031 270-032 270-033





MACHOS DE ROSCA

Utilizados em ossos de maior densidade (Tipo I e II) logo após a última broca de cada implante conforme protocolo.

CURTA 270-480




PARALELÔMETROS

Utilizados após a broca 2,0mm como referência para a confecção das perfurações. Agora possuem anel com diâmetro dos implantes para verificação da disponibilidade óssea. (cirúrgicos e laboratoriais).

Ø3,5mm 271-301





SACA PILARES

Utilizado para soltar os pilares dos implantes Cone Morse da linha Novo Colosso e da linha HIS quando houver necessidade.

COMO USAR O SACA PILAR:

- 1. Após retirar o parafuso do pilar que está encaixado no implante, insira o saca pilar.
- 2. Gire o saca pilar para a direita, movendo-o para baixo. Esse movimento irá desencaixar o pilar do implante.
- 3. Após o desencaixe, puxe o pilar para cima para removê-lo.

Seguindo esses passos, você conseguirá remover o pilar de forma eficiente.

CHAVE QUADRADA 1,3MM



Chave para parafusos de conexão quadrada 1.3mm IQMCA-1321

CHAVE QUADRADA INTERNA 3,0MM



Chave para instalação dos Pilares de Retenção O'ring da linha Evolution IQMCA-3021

4

CHAVE DE FENDA 0,4MM

Chave para parafusos com encaixe fenda de espessura 0,4mm

IFMCA-0321



CHAVE TORX 1,6MM

Chave para parafusos com encaixe Torx de 1,6mm

ITMCA-1721

PARAFUSO SACA PILAR



Utilizado para soltar os pilares do implante Cone Morse quando houver necessidade. No interior dos pilares para Cone Morse Medens existe uma rosca M2, que acionada pelo saca pilar permite a retirada do pilar de seu encaixe no implante.

PSPM-1620



SELETOR DE ALTURA | HI, HE

Seletor de altura de componentes para implantes Medens de Hexágono Interno e Hexágono Externo.

TCE-2160

EXCLUSIVO PARA IMPLANTES MEDENS

SELETOR DE ALTURA | CM



Seletor de altura de componentes para implantes Medens Cone Morse.

TCM-2060

EXCLUSIVO PARA CONE MORSE MEDENS





CHAVE DE MÃO

A Chave de Mão é utilizada conectando as pontas dos Compactadores, Expansores e Expansores de Rosca.

CMKE-22106



COMPACTADORES DE OSSO

Ponta côncava, utilizado para elevação do assoalho do seio maxilar, parte ativa cônica em 4 diâmetros: (2,0/3,0mm; 2,8/3,7mm; 3,2/4,2mm; 4,0/5,0mm); Marcações de diâmetro o longo do instrumento; Utilizado com a chave de mão. (vendido separadamente)

Ø 2,0/3,0mm Ø 2,8/3,7mm PCOM-2030 PCOM-2837

Ø 3,2/4,2mm Ø 4,0/5,0mm PCOM-3242 PCOM-4050



EXPANSORES DE OSSO

Ponta convexa, utilizado quando a espessura do osso é delgada, executando sob pressão a expansão óssea para a colocação do implante. Parte ativa paralela em 6 diâmetros: (2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4,0mm e 4,5mm) Marcações de diâmetro o longo do instrumento Utilizado com a chave de mão (vendido separadamente) Ø 2,0mm Ø 2,5mm PEXP-2070 PEXP-2570

Ø 3,0mm Ø 3,5mm PEXP-3070 PEXP-3570

Ø 4,0mm Ø 4,5mm PEXP-4070 PEXP-4570



EXPANSORES DE OSSO COM ROSCA

Ponta convexa com rosca Utilizado conectado ao torquímetro Parte ativa paralela em 6 diâmetros (2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm e 4,5mm); Identificação do diâmetro Marcações das alturas correspondentes aos implantes Ø 2,0mm Ø 2,5mm EXPR-2025 EXPR-2525

Ø 3,0mm Ø 3,5mm EXPR-3025 EXPR-3525

Ø 4,0mm Ø 4,5mm EXPR-4025 EXPR-4525



MARTELO CIRÚRGICO

Produzido em aço inoxidável. Possui um protetor de Teflon que garante a eficiência de sua utilização com menor ruído no procedimento. É utilizado opcionalmente nos expansores e compactadores.

O martelo é totalmente desmontável, para melhor higienização seu cabo e ponta plástica são rosqueáveis.

MAR-1225



SACA IMPLANTE

Produzido em aço inoxidável. Instrumental de uso cirúrgico destinado a remoção de implantes. Compatível com a maioria dos implantes dentários disponíveis no mercado. Possui rosca inversa 2,0mm.

SIE-2030



CHAVE MACIÇA

Produzido em aço inoxidável. Chave maciça desenvolvida para utilização em conjunto com o SACA IMPLANTE. Possui encaixe quadrado padrão 3,9mm.

CBQ-4070

IMPLANTES HI, HE COM ROSCA M2 E CONE MORSE M1.6*



ESCARIADOR DE OSSO



| Disponível em dois tamanhos: curto e longo. | CURTO | LONGO |
|---|----------|----------|
| Destina-se a remover o osso que eventualmente | ESC-3310 | ESL-3320 |
| se sobreponha ao tapa-implante impedindo sua | ESC-4010 | ESL-4020 |
| remoção. | ESC-5010 | ESL-5020 |

BISTURI CIRCULAR



| Disponível em dois tamanhos: curto e longo. | CURTO | LONGO |
|---|----------|----------|
| É utilizado para exposição de implantes que tenham sido cobertos por gengiva queratinizada. | BCC-3310 | BCL-3320 |
| | BCC-4010 | BCL-4020 |
| | BCC-5010 | BCL-5020 |

CHAVE HEXAGONAL 1,2 BIDIGITAL



Disponível em dois tamanhos: curta e longa. Aciona todos os parafusos do sistema. (cirúrgicos e laboratoriais)



GRIP SYSTEM

Presente em todas as chaves hexagonais 1,2mm, fixa o parafuso na ponta da chave, durante sua manipulação, prevenindo a queda do parafuso evitando aspiração ou deglutição pelo paciente.

CURTA

CHCC-1216

LONGA

CHLC-1226

^{*}Antes de utilizaro o saca implante é necessário desgastar a rosca interna M1,6 com o auxílio de uma broca Ø2,0mm carbide



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS

Um dos fatores para o sucesso na instalação de um implante Medens é a utilização de um instrumental preciso e bem conservado. A Medens apoia o profissional com toda a qualidade e tecnologia que o instrumental é fabricado utilizando matérias primas de alta qualidade e com a máxima precisão.

Instrumental bem conservado não significa apenas a segurança ao paciente e toda a equipe cirúrgica contra infecções, mas também é condição essencial para um tratamento de sucesso! Neste tópico abordaremos formas para a conservação do seu instrumental, pois a manutenção é simples e é de sua responsabilidade para garantir a qualidade e durabilidade de todos os produtos desenvolvidos pela Medens

O processo de limpeza do instrumental pode ser manual ou automático, e envolve, no mínimo, seis etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágue, lubrificação e secagem.

- 1.ª ETAPA: LIMPEZA PRÉVIA Para limpeza de forma manual, o instrumental deve ser aberto, desmontado e mergulhado, quando pertinente, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, preferencialmente enzimático, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna.
- 2.ª ETAPA: DESCONTAMINAÇÃO Imergir o instrumental, aberto ou desmontado, quando pertinente, em um recipiente apropriado contendo uma solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímico). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, como da diluição e do Tipo de desinfetante empregado.
- 3.ª ETAPA: LAVAGEM As peças devem ser escovadas, com escova de cerdas macias, dando-se especial atenção às articulações, serrilhas e cremalheiras. As articulações devem permanecer abertas, sendo escovadas em ambos os lados, as serrilhas escovadas em ambos os sentidos na direção da própria serrilha e as cremalheiras escovadas em ambos os sentidos na direção dos dentes.
- 4.ª ETAPA: ENXÁGÜE Após lavagem, o instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente, sendo que os instrumentos articulados devem ser abertos e fechados algumas vezes durante o enxágue. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágue do instrumental.
- 5.ª ETAPA: LUBRIFICAÇÃO (para peças desmontáveis). Após enxágue, devese assegurar que o instrumental esteja livre de quaisquer sujidades ou outros resíduos. Todo instrumental deve ser lubrificado, empregando-se lubrificante hidrossolúvel e não corrosivo, adequado à aplicação médica, devendo-se dar especial atenção às juntas do instrumental articulado.

6.ª ETAPA: SECAGEM Recomenda-se:

- quando empregado tecido, que seja absorvente e macio;
- cada componente de um instrumental desmontável seja seco isoladamente
- o instrumental que possua lúmen tenha seu interior completamente seco.

Nota: Especial atenção deve ser dada às áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

IMPORTANTE: A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. Como por exemplo: Se na água conter a presença excessiva de cloretos, isso servirá para a indução do processo de corrosão do aço inoxidável.

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado. Em caso de processos automáticos deve-se utilizar as instruções do fabricante seguindo-as rigorosamente.

Esterilização: é o procedimento que visa à eliminação total dos microrganismos (vírus, bactérias, micróbios e fungos), seja na forma vegetativa ou esporulada. Esterilização Pelo Vapor Saturado – Autoclaves

- Em uma autoclave convencional, o instrumental deverá ficar durante 30 minutos a uma temperatura de 121°C, quando esta temperatura for atingida. Numa autoclave de auto vácuo, este tempo deverá ser de 15 minutos a 134°C, quando esta temperatura for alcançada.
- Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos.
- Todo instrumental cirúrgico e os componentes protéticos devem ser submetidos à esterilização, antes de serem utilizados.
- A esterilização do instrumental cirúrgico, não é substituída pela limpeza. Uma vez esterilizados, os instrumentos cirúrgicos devem ser abertos somente nos Centros Cirúrgicos, sob condições assépticas.
- Peças que possuem borrachas, para conexão com outra peça, não devem ser autoclavadas ou esterilizadas estando conectadas umas às outras. Exemplo: Broca conectada ao Prolongador.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO ETRANSPORTE

Recomenda-se conservar o instrumental cirúrgico ao abrigo da luz, calor e umidade. REF.: Norma Técnica NBR 14332

ATENÇÃO: NÃO COLE ETIQUETAS E NÃO ESCREVA NO KIT

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA ESTOJO AUTOCLAVÁVEL (Recomendação do Fabricante)

INDICACÕES:

Acomodar instrumentos para esterilização, manuseio e transporte dos mesmos

INSTRUÇÃO DE USO:

Para abrir o Estojo Para Esterilização, as travas laterais devem ser desativadas com a ajuda dos dedos polegar e indicador de cada mão simultaneamente; abrir e acomodar os materiais que deseja autoclavar.

LIMPEZA

A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando detergente enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFEÇÇÃO:

Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO:

Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso. Atenção: Evite contato com produtos químicos (solvente, hidrocarbonetos clorados), pois pode resultar em deterioração.

ACONDICIONAMENTO:

Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO:

Polímero e Silicone atóxico.

PRECAUÇÃO:

Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.



ARTIGOS CIENTÍFICOS

IMPACT OF IMPLANT THREAD DESIGN ON INSERTION TORQUE AND OSSEOINTEGRATION: A PRECLINICAL MODEL

EFFECT OF DIFFERENT TIGHTENING PROTOCOLS ON THE PROBABILITY OF SURVIVAL OF SCREW-RETAINED IMPLANTSUPPORTED CROWNS

RETENTION OF ZIRCONIA CROWNS TO TI-BASE ABUTMENTS: EFFECT OF LUTING PROTOCOL, ABUTMENT TREATMENT AND AUTOCLAVE STERILIZATION

CEMENTATION PROTOCOL FOR BONDING ZIRCONIA CROWNS TO TITANIUM BASE CAD/CAM ABUTMENTS

CIRURGIA VIRTUAL GUIADA: APRESENTAÇÃO DE DOIS CASOS CLÍNICOS

APLICATIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS – ESTUDO

CLINICAL ASSESSMENT OF DENTAL IMPLANTS PLACED IN LOW-QUALITY BONE SITES PREPARED FOR THE HEALING CHAMBER WITH OSSEODENSIFICATION CONCEPT: A DOUBLEBLIND, RANDOMIZED CLINICAL TRIAL

IMPLANT-ABUTMENT FIT INFLUENCES THE MECHANICAL PERFORMANCE OF SINGLECROWN PROSTHESES

ANÁLISE DAS TENSÕES EM IMPLANTES HEXÁGONO EXTERNO E CONE MORSE, SISTEMAS COM 6 E 4 IMPLANTES

SYSTEMIC AND LOCAL EFFECTS OF RADIOTHERAPY: AN EXPERIMENTAL STUDY ON IMPLANTS PLACED IN RATS

COMPARATIVE IN VIVO STUDY OF ALLOY TITANIUM IMPLANTS WITH TWO DIFFERENT SURFACES: BIOMECHANICAL AND SEM ANALYSIS

IMMEDIATE VERSUS EARLY LOADING OF SINGLE DENTAL IMPLANTS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

OSTEOINTEGRATIVE AND MICROGEOMETRIC COMPARISON BETWEEN MICRO-BLASTED AND ALUMINA BLASTING/ACID ETCHING ON GRADE II AND V TITANIUM ALLOYS (TI-6AL-4V)

PRACTICE-BASED CLINICAL EVALUATION OF DENTAL IMPLANTS PLACED WITH IMMEDIATE OR DELAYED LOADING PROTOCOLS: ONEYEAR FOLLOW-UP

A INFLUÊNCIA DA TEXTURIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DO TI-6AL-4V COM INCORPORAÇÃO DE CA E P PRODUZIDA PELA OXIDAÇÃO POR PLASMA ELETROLÍTICO EM OSSOS DE BAIXA DENSIDADE: UM ESTUDO IN VITRO, EX-IN VIVO E IN VIVO LOSARTAN REVERSES IMPAIRED OSSEOINTEGRATION IN SPONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RATS

EFFECT OF CAD/CAM ABUTMENT HEIGHT AND CEMENT TYPE ON THE RETENTION OF ZIRCONIA CROWNS

MAXILLARY FULL-ARCH ALVEOLAR SPLIT OSTEOTOMY (ASO), NASAL FLOOR AUGMENTATION (NFA), BILATERAL SINUS LIFT (SL) AND SIMULTANEOUS EIGHT IMPLANT PLACEMENT IN A SEVERELY ATROPHIC MAXILLA USING A MIXTURE OF DEPROTEINIZED BOVINE BONE MINERAL (DBBM) AND INJECTABLE PLATELETS RICHFIBRIN (I-PRF): A CASE REPORT

LONG-TERM RETROSPECTIVE STUDY OF IMPLANTS PLACED AFTER SINUS FLOOR AUGMENTATION WITH FRESH-FROZEN HOMOLOGOUS BLOCK

AVALIAÇÃO DO SELAMENTO BACTERIANO DA UNIÃO DO PILAR PROTÉTICO NOS IMPLANTES DE HEXÁGONO INTERNO E CONE MORSE DO SISTEMA COLOSSO

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA IN VITRO DO SELAMENTO BACTERIANO IMPLANTE OSSEOINTEGRÁVEL E PILAR PROTÉTICO

AVALIAÇÃO DO TORQUE DE INSERÇÃO DE UM NOVO DESENHO DE IMPLANTE ÓSSEOINTEGRÁVEL

SURVIVAL AND FAILURE MODES: PLATFORMSWITCHING FOR INTERNAL AND EXTERNAL HEXAGON CEMENTED FIXED DENTAL PROSTHESES

AVALIAÇÃO DO TORQUE DE INSERÇÃO DE UM NOVO DESENHO DE IMPLANTE ÓSSEOINTEGRÁVEL

SURVIVAL AND FAILURE MODES:
PLATFORMSWITCHING FOR INTERNAL AND EXTERNAL
HEXAGON CEMENTED FIXED DENTAL PROSTHESES

PLATFORM-SWITCHING FOR CEMENTED VERSUS SCREWED FIXED DENTAL PROSTHESES: RELIABILITY AND FAILURE MODES: AN IN VITRO STUDY

THE EFFECT OF CONTROLLED MICROROBOTIZED BLASTING ON IMPLANT SURFACE TEXTURING AND EARLY OSSEOINTEGRATION



EFFECTS OF IMPLANT DIAMETER AND PROSTHESIS RETENTION SYSTEM ON THE RELIABILITY OF SINGLE CROWNS

BIOMECHANICAL EVALUATION OF UNDERSIZED DRILLING ON IMPLANT BIOMECHANICAL STABILITY AT EARLY IMPLANTATION TIMES

MECHANICAL TESTING OF IMPLANTSUPPORTED ANTERIOR CROWNS ON DIFFERENT IMPLANT/ ABUTMENT CONNECTIONS

ANÁLISE IN VITRO DA INFILTRAÇÃO BACTERIANA E DAS ADAPTAÇÕES ENTRE PILARES PROTÉTICOS E IMPLANTES HEXÁGONO EXTERNO E HEXÁGONO INTERNO

EFFECT OF MICROTHREAD PRESENCE AND RESTORATION DESIGN (SCREW VERSUS CEMENTED) IN DENTAL IMPLANT RELIABILITY AND FAILURE MODES

EFFECT OF DRILLING DIMENSION ON IMPLANT PLACEMENT TORQUE AND EARLY OSSEOINTEGRATION STAGES: AN EXPERIMENTAL STUDY IN DOGS

OSSEOINTEGRATION AT IMPLANTS PLACED INTO DELAYED REIMPLANTED ROOTS: AN EXPERIMENTAL STUDY IN DOGS

EFFECT OF IMPLANT CONNECTION AND RESTORATION DESIGN (SCREWED VS. CEMENTED) IN RELIABILITY AND FAILURE MODES OF ANTERIOR CROWNS

ESTUDO DA CONFIABILIDADE E MODO DE FALHA DE RESTAURAÇÃO UNITÁRIA SOBREIMPLANTE NA REGIÃO ANTERIOR DA MAXILA: PRÓTESE CIMENTADA VERSUS PARAFUSADA

OSSEOINTEGRATION AT IMPLANTS PLACED INTO DELAYED REIMPLANTED ROOTS: NA EXPERIMENTAL STUDY IN DOGS

EFFECT OF IMPLANT CONNECTION AND RESTORATION DESIGN (SCREWED VS. CEMENTED) IN RELIABILITY AND FAILURE MODES OF ANTERIOR CROWNS

ESTUDO DA CONFIABILIDADE E MODO DE FALHA DE RESTAURAÇÃO UNITÁRIA SOBREIMPLANTE NA REGIÃO ANTERIOR DA MAXILA: PRÓTESE CIMENTADA VERSUS PARAFUSADA

UM ESTUDO COMPARATIVO DA ESTABILIDADE PRIMÁRIA ENTRE IMPLANTES DE TITÂNIO ROSQUEÁVEIS DE TRÊS DIFERENTES TIPOS DE DESENHO AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO TORQUÍMETRO IMPLANTODÔNTICO COLOSSO SUBMETIDO À CICLAGEM MECÂNICA ANALYSIS OF THE OSTEOINTEGRATION IN RABBITS OF THE TITANIUM SLA SURFACE SUBMITTED TO THE VARIATION OF TIME EXPOSITION TO THE ACID

AVALIAÇÃO DA OSSEOINTEGRAÇÃO PROMOVIDA POR IMPLANTES JATEADOS POR AL2O3 ANÁLISES HISTOLÓGICA E HISTOMÉTRICA EM CÃES

A NATUREZA E A OSSEOINTEGRAÇÃO

CARGA IMEDIATA EM IMPLANTAÇÃO UNITÁRIA

FUNDAMENTOS DE BIOMECÂNICA

AVALIAÇÃO DA AÇÃO DA RADIAÇÃO LASER EM BAIXA INTENSIDADE NO PROCESSO DE OSSEOINTEGRAÇÃODE IMPLANTES DE TITÂNIO INSERIDOS EM TÍBIA DE COELHOS

ANÁLISE COMPARATIVA DAS INTERFACES DE IMPLANTES DE CONEXÃO EXTERNA E INTERNA EM RESTAURAÇÕES UNITÁRIAS CIMENTADAS E PARAFUSADAS, ANTES E APÓS ENSAIOS DE FADIGA

PROJETO "COLOSSO": DESENVOLVIMENTO DE UM IMPLANTE OSSEOINTEGRÁVEL.DA TEORIA À PRÁTICA

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DO TITÂNIO SUBMETIDO A DIFERENTES TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE





Avenida Prudente de Moraes 948, Itu, São Paulo

(11) 4812-8900 • www.medens.com.br • contato@medens.com.br

f⊚ medensoficial



