

KIT CIRÚRGICO MEDENS

O Kit Cirúrgico Novo Colosso contempla os clientes Medens com o instrumental mais completo e coerente do

Cirúrgico e protético permite instalar a linha Medens HIS, Novo Colosso e Colosso Evolution, Além disso, é o único que tem apenas uma chave hexagonal 1,2mm, para apertar os parafusos*, rosca padrão M1.6 (Linha Novo Colosso), M1.8 (Linha HIS) e Rosca padrão M2 (Colosso

Com instrumentos essenciais para a execução do primeiro tempo cirúrgico, agora vem acompanhado de Chaves Curta, Média e Longa para a inserção dos implantes do

O kit cirúrgico tem a viabilidade de realizar o procedimento cirúrgico de carga imediata sem chaves

Para maiores informações de higienização e limpeza, consultar o manual de limpeza






Pedidos + 55 (11) 4813.8900

REV06 01/05/2025

www.medens.com.br

A engrenagem/chave bidigital permite encaixe de acordo com o CHAVE a

ser utilizada (vide ilustração)



MARCAÇÕES As marcações em ângulo facilitam a leitura do torque (N.cm - 10x)



COMPOSIÇÃO KIT CIRÚRGICO MEDENS

BROCAS

Broca Diamond Lança Ø2,0 - cód. 270-211
Broca Diamond Helicoidal Ø2,9 - cód. 270-212
Broca Diamond Helicoidal Ø3,5 Sub - cód.270-213
Broca Diamond Helicoidal Ø3,5 - cód. 270-214
Broca Diamond Helicoidal Ø4,0 Sub - cód. 270-215
Broca Diamond Helicoidal Ø4,0 - cód. 270-216
Broca Diamond Helicoidal Ø5,0 Sub - cód. 270-217
Broca Diamond Helicoidal Ø5,0 - cód. 270-218

PROLONGADOR DE BROCA cód. 270-200

PARALELÔMETRO/PROFUNDÍMETRO

cód. 270-301 - Lilás cód. 270-302 - Dourado cód. 270-303 - Azul

• TORQUÍMETRO

cód. 270-701

ENGRENAGEM/CHAVE BIDIGITAL cód. 270-702

· CHAVE HEXAGONAL INTERNA

Curta - cód. 270-041 Média - cód. 270-042

• CHAVE HEXAGONAL 1,2MM

Curta - cód. 270-111 Média - cód. 270-112 Longa - cód. 270-113

CHAVE DE INSTALAÇÃO CM 2,0MM

Curta - cód. 271-014 Média - cód. 271-015 Longa - cód. 271-016

· CHAVE DE INSTALAÇÃO HE 2,1MM

Curta - cód. 270-021 Média - cód. 270-022 Longa - cód. 270-023

· CHAVE DE INSTALAÇÃO HI 2,4MM

Curta - cód. 270-031 Média - cód. 270-032 Longa - cód. 270-033

MONTADOR MINI PILAR 4.8MM

cód. 270-130



• PARAFUSO SACA PILAR







• MACHO DE ROSCA



• PARALELÔMETRO PROFUNDÍMETRO




PROTOCOLO: IMPLANTES MEDENS + BROCAS MEDENS



CHAVES



UTILIZAÇÃO DOS CHAVES



TÉCNICA CIRÚRGICA / INSTALAÇÃO

Os implantes Medens possuem solução protética não ativa (linha zero e cinta zero).

Cone Morse Cone Morse



Instalação do Implante no nível ósseo (Linha zero e Cinta zero)



Instalação I do Implante do 1.0 a 2.0mm r infra-ósseo



Instalação do Implante no nível ósseo



Instalação do Implante no nível ósseo



Encaixe para contra-ângulo conf. norma BS EN ISO 1797-1 : 2011 (Dentistry – Shanks for Rotary Instruments)

• PROLONGADOR DE BROCA

